



KATALOG PRODUKTÓW

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SZPITALA

2025

Nowy katalog stericlein®

Korzystanie z katalogu stericlein® ułatwia system kodowania kolorami poszczególnych kategorii wyrobów. Każda grupa wyrobów ma przypisany kolor, dzięki czemu wyszukiwanie wyrobów staje się prostsze. Ale to nie wszystko! Oprócz kolorów, każda kategoria wyrobów ma własną ikonę, której symbolika odzwierciedla treść kolejnej strony.





Akcesoria na blok operacyjny

Ochrona pacjenta na bloku operacyjnym



Środki ochrony indywidualnej

Medyczne środki ochrony, na których można polegać



Akcesoria do mycia

Skuteczne wsparcie mycia ręcznego i maszynowego



Testy i wskaźniki

Testy skuteczności mycia i wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji



Opakowania papierowo-foliowe

Właściwa kombinacja materiałów dla każdego zastosowania



Opakowania sterylizacyjne

W różnych rozmiarach, kolorach i kombinacjach - do tac sterylizacyjnych i pakietów



Akcesoria dla sterylizatorni

Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji



Oznaczanie / dokumentacja

Identyfikacja, kontrola oraz dokumentacja systemów bariery sterylnej i wyrobów medycznych



Logistyka wyrobów sterylnych

Bezpieczny transport i przechowywanie wyrobów medycznych

Oferujemy więcej ...!



Obsługa Klienta

Stale rosnące wymagania wobec personelu działów ponownej obróbki wyrobów medycznych wymagają systematycznych szkoleń. Firma AMED Biuro Techniczno-Handlowe, autoryzowany przedstawiciel firmy stericlin® w Polsce, zapewnia kompleksowe szkolenia teoretyczne i praktyczne u Klienta w zakresie prawidłowego stosowania systemów bariery sterylnej, akcesoriów do mycia i sterylizacji oraz wskaźników. Ponadto organizujemy specjalistyczne wykłady i warsztaty.



22 715 71 86 do 89



biuro@amed.pl

Jakość i bezpieczeństwo

Systemy bariery sterylnej są produkowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych w technologii clean room oraz w oparciu o dokładnie sprawdzone procesy produkcyjne. Obejmują one ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego oraz identyfikację wszystkich użytych materiałów wspieraną przez techniki informatyczne. Jakość wyrobów stericlin® jest niezmienna.



Szeroka oferta

Szeroka gama wyrobów obejmuje systemy bariery sterylnej, akcesoria do mycia i sterylizacji, wyroby do oznaczania i dokumentacji oraz logistyki wyrobów sterylnych, środki higieniczne oraz wskaźniki. Oferta stale rozwija się w oparciu o oczekiwania środowiska medycznego oraz obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące wyrobów medycznych.

Logistyka

Stale rozwijamy i optymalizujemy procesy logistyczne, aby zagwarantować bezpieczne dostawy oraz redukcję czasu reakcji i dostaw.



Zrównoważony rozwój

Działania proekologiczne są częścią polityki stericlin®: działań neutralnie dla klimatu. Nieuniknione emisje są całkowicie kompensowane przez uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty redukcji emisji. Produkcja wyrobów spełnia wszystkie wymagania normy EN ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego oraz EN ISO 50001 w zakresie zarządzania energią.

Akcesoria na blok operacyjny



Kaniule z kulką	11
Miski z tworzywa sztucznego	12
Lejce naczyniowe	14
Ośłonki na narzędzia do szycia	15

Środki ochrony indywidualnej



Rękawiczki ochronne nitrilowe	17
Przyłbice ochronne	18

Akcesoria do mycia



Szczotki do mycia powierzchni zewnętrznych	20
Szczotki do mycia narzędzi rurowych	22
Szczotki do mycia endoskopów	26
Rozwieracze do kleszczy i wżerników	28
Akcesoria do mycia	29

Testy i wskaźniki



Testy skuteczności mycia	
Tosi®	31
SonoCheck	34
HemoCheck-S	35
Test Pyromol	36
Test Pyromol-E	37
HydroCheck-E	38
EndoSwab	39
Test pH-Check	40
Test pakietowy Bowie-Dick	41
Wskaźniki paskowe typu 6, 5, 4, 1	45

Opakowania papierowo-foliowe



Torebki papierowo-foliowe	48
Rękawy papierowo-foliowe	50
Opakowania włókninowo-foliowe	52
Opakowania DuPont™ Tyvek®-folia	53
Torebki papierowe	54

Opakowania sterylizacyjne



Opakowanie podwójne SMS 6 PLUS/SMS 6 PLUS	57
Opakowanie podwójne SMS/SMS	58
Opakowanie podwójne SMS/włóknina	59
Opakowanie interleaved SMS/SMS	60
Opakowanie interleaved SMS/włóknina	61
Opakowanie interleaved włóknina/włóknina	62
Włóknina SMS 6 PLUS	63
Włóknina polipropylenowa (SMS)	64
Włóknina opakowaniowa	65
Papier opakowaniowy krepowany	66



Akcesoria dla sterylizatorni



Taśmy samoprzylepne i podajniki	68
Akcesoria do tac sterylizacyjnych	
Znaczniki	70
Korki silikonowe	72
Ochroniacze na naroża	73
Wkładki ochronne i wchłaniające wilgoć	74
Akcesoria do pojemników sterylizacyjnych	
Wkładki wchłaniające wilgoć	75
Plomby	76
Tabliczki identyfikacyjne i etykiety	80
Akcesoria dla małych pojemników	82
Filtry papierowe	84
Ochrona narzędzi	
Ochroniacze na narzędzia	85
Osłonki zabezpieczające końcówki narzędzi	86
Opaski silikonowe	90
Sprawdzian zgrzewania	92
Torebki ochronne	
Torebki przeciwpylowe	94
Torebki do wyrobów zdezynfekowanych	95
Torebki do eksplantatów	96
Wyroby higieniczne	
Chusteczki higieniczne	97
Worki na odpady	98

Oznaczanie / dokumentacja



Etykiety samoprzylepne do drukarek termotransferowych	100
Etykiety informacyjne	106
Markery	108

Logistyka wyrobów medycznych



Tace siatkowe na małe narzędzia z pokrywą	111
Opakowania transportowe	112
Tabliczki i znaczniki do tac	116
Maty silikonowe	121

stericlin® dostarcza do ponad 70 krajów

Żadna odległość nie jest zbyt duża dla stericlin®. Zakład produkcyjny i logistyczny stericlin® mieści się w Niemczech.

Firma AMED Biuro Techniczno-Handlowe, autoryzowany przedstawiciel firmy stericlin® w Polsce, zapewnia kompleksowe doradztwo i dostawy wyrobów stericlin® na terenie Polski.



Zalety współpracy ze stericlin® / Made in Germany

Odpowiedzialność prowadzi do zaangażowania – od 50 lat

Dlaczego stericlin®?

Od 50 lat pod marką stericlin® są produkowane m.in. wskaźniki, systemy bariery sterylnej oraz akcesoria do mycia i sterylizacji. Stericlin® zaopatruje szpitale, placówki medyczne oraz usługodawców w ponad 70 krajach.

Jakość i bezpieczeństwo

Systemy bariery sterylnej są produkowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych w technologii clean room oraz w oparciu o dokładnie sprawdzone procesy produkcyjne. Obejmują one ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego oraz identyfikację wszystkich użytych materiałów wspieraną przez techniki informatyczne. Jakość wyrobów stericlin® jest niezmienna.

Wymagania do spełnienia norm

Wymagania krajowych i międzynarodowych norm oraz przepisów prawa dotyczących wyrobów medycznych stanowią podstawę rozwoju i produkcji wyrobów stericlin®. Stałą i powtarzalną jakość wyrobów zapewnia wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001 i ISO 13485. Produkcja odbywa się w technologii clean room klasy ISO 7 i ISO 8 zgodnie z normą EN ISO 14644 część 1 i 3. Wyroby odpowiadają normom EN ISO 11140-4 i 11140-3 dla wskaźników oraz EN ISO 11607 i EN 868 dla systemów bariery sterylnej. Dodatkowo wyroby są poddawane zewnętrznej kontroli pod kątem zgodności z wymaganiami norm. Na przykład jednorazowy test pakietowy Bowie-Dick uzyskał znak Kitemark BSI, prestiżowego i uznanego na arenie międzynarodowej instytutu badawczego.



ClimatePartner
certified company
climate-id.com/XFK7R2



Mycie i ponowna obróbka wyrobów



Pakowanie narzędzi i wyrobów



Pakowanie tac sterylizacyjnych i zestawów



Oznakowanie i dokumentacja



Transport i składowanie



Kontrola i walidacja procesów



Akcesoria na blok operacyjny



Ochrona pacjenta na bloku operacyjnym

- Kaniule z kulką
- Miski z tworzywa sztucznego
- Lejce naczyniowe
- Osłonki na narzędzia do szycia



Kaniule z kulką

Do przemywania ran

Kaniule są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu medycznego i mają tę przewagę nad porównywalnymi kaniulami dostępnymi na rynku, że są chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem MDR. Oznacza to, że kaniule można również użyć do zastosowań wykraczających poza miejscowe przemywanie ran. Sterylne kaniule stanowią higieniczną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych kaniul wielokrotnego użytku lub jednorazowego użytku ze stali kwasoodpornej.

Kaniule można zginać do 45°, dlatego zakup innych zakrzywionych kaniul jest zbędny.

Kaniule spełniają wszystkie wymagania jakościowe, w ich produkcji nie są stosowane plastyfikatory (DEHP) ani lateks.

Dostępne są kaniule sterylne i niesterylne.

Nr kat.	Opis	Długość całkowita mm	Długość użytkowa mm	Średnica mm	Opak. szt.
3FINS166102	Sterylna	50	28	0,9	24
3FINS166104	Sterylna	50	28	0,9	48
3FINS166106	Sterylna	50	28	0,9	200
3FINS166108	Sterylna	70	48	0,9	24
3FINS166110	Sterylna	70	48	0,9	48
3FINS166112	Sterylna	70	48	0,9	150
3FINS166114	Sterylna	103	81	1,0	24
3FINS166116	Sterylna	103	81	1,0	48
3FINS166118	Sterylna	103	81	1,0	150
3FINS166202	Niesterylne	50	28	0,9	200
3FINS166204	Niesterylne	70	48	0,9	150
3FINS166206	Niesterylne	103	81	1,0	150



Miski z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku

Higieniczna i wydajna praca w różnych obszarach funkcjonalnych

Ponowna obróbka misek wielokrotnego użytku jest czasochłonna i kosztowna. Dzięki zastosowaniu jednorazowych misek można usprawnić procesy wewnętrzne w CS. Szeroka oferta misek jednorazowego użytku, o różnych rozmiarach i kolorach, umożliwia ich wszechstronne zastosowanie.

Wszystkie miski są wyposażone w wewnętrzną skalę pomiarową.

Nr kat.	Opis	Pojemność ml	Kolor	Opak. szt.
3FSOP187202	Niesterylna	250	przezroczysty	500
3FSOP187204	Niesterylna	250	niebieski	500
3FSOP187206	Niesterylna	250	czerwony	500
3FSOP187208	Niesterylna	250	zielony	500
3FSOP187210	Niesterylna	250	żółty	500
3FSOP187212	Niesterylna	500	przezroczysty	300
3FSOP187214	Niesterylna	500	niebieski	300
3FSOP187218	Niesterylna	500	zielony	300
3FSOP187224	Niesterylna	1000	niebieski	270

Nr kat.	Opis	Pojemność ml	Kolor	Opak. szt.
3FSOP187102	Sterylna	250	przezroczysty	50
3FSOP187104	Sterylna	250	niebieski	50
3FSOP187106	Sterylna	250	czerwony	50
3FSOP187108	Sterylna	250	zielony	50
3FSOP187110	Sterylna	250	żółty	50
3FSOP187112	Sterylna	500	przezroczysty	40
3FSOP187114	Sterylna	500	niebieski	40
3FSOP187118	Sterylna	500	zielony	40
3FSOP187124	Sterylna	1000	niebieski	30

Nr kat.	Opis	Pojemność ml	Kolor	Opak. szt.
3FSOP187250	Pokrywa, niesterylna	do misek 250 ml	przezroczysty	500
3FSOP187150	Miska z pokrywą, sterylna	250	przezroczysty	50
3FSOP187152	Miska z pokrywą, sterylna	250	niebieski	50
3FSOP187154	Miska z pokrywą, sterylna	250	czerwony	50
3FSOP187156	Miska z pokrywą, sterylna	250	zielony	50
3FSOP187158	Miska z pokrywą, sterylna	250	żółty	50
3FSOP187160	Zestaw 3 misek, sterylne	1 x 250, 2 x 500	niebieski	40
3FSOP187260	Miska, prostokątna, 200 x 70 x 30 mm, niesterylna	200	niebieski	350 (po 50 szt.)



3FSOP187304



3FSOP187318



3FSOP187324

Miski z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku


Ekonomiczna alternatywa dla misek ze stali kwasoodpornej

Szeroka oferta misek wielorazowego użytku, o różnych rozmiarach i kolorach, umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Na przykład materiały eksploatacyjne (np. gaziki, kompresy, narzędzia, szwy itp.) można łatwo posegregować do misek o różnych kolorach i szybko sprawdzić ich kompletność po operacji. Dodatkowo miski stanowią ogromne odciążenie budżetu ze względu na niskie koszty zakupu.

Miski są odporne na warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji parą wodną.

Wszystkie miski są wyposażone w wewnętrzną skalę pomiarową.

Nr kat.	Opis	Pojemność ml	Kolor	Opak. szt.
3FSOP187304	Niesterylna	150	niebieski	10
3FSOP187308	Niesterylna	150	zielony	10
3FSOP187310	Niesterylna	150	żółty	10
3FSOP187314	Niesterylna	500	niebieski	10
3FSOP187318	Niesterylna	500	zielony	10
3FSOP187320	Niesterylna	500	żółty	10
3FSOP187324	Niesterylna	1000	niebieski	10
3FSOP187334	Niesterylna	2500	niebieski	10



Lejce naczyniowe

Środoperacyjna organizacja i identyfikacja tętnic, żył, nerwów lub ścięgien

Lejce naczyniowe służą do identyfikacji naczyń i struktur anatomicznych poprzez cztery kolory i różne wykonanie. Lejce naczyniowe nie przepuszczają promieni rentgenowskich, nie zawierają lateksu, są sterylne i jednorazowego użytku.

Nr kat.	Opis	Wymiary (mm)	Długość (cm)	Kolor	Opak. szt.
3FSOP186103	Bardzo duże	5,0 x 1,5	47,5	niebieski	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186105	Duże	2,5 x 1,2	47	niebieski	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186107	Duże	2,5 x 1,2	47	czerwony	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186109	Duże	2,5 x 1,2	47	biały	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186111	Duże	2,5 x 1,2	47	żółty	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186113	Małe	1,5 x 1,0	48	niebieski	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186115	Małe	1,5 x 1,0	48	czerwony	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186117	Małe	1,5 x 1,0	48	biały	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)
3FSOP186119	Małe	1,5 x 1,0	48	żółty	200 (10 kartonów 10 x 2 szt.)



Środki ochrony indywidualnej



Medyczne środki ochrony, na których można polegać!

Dzięki środkom ochrony oferujemy personelowi medycznemu oraz pacjentom niezawodną ochronę przed infekcjami i skaleczeniami. Zwłaszcza w działach takich jak sterylizatornia, wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej są niezbędne.

- Rękawiczki ochronne nitrylowe
- Przyłbice ochronne



Rękawiczki ochronne nitrylowe

Spełniają najwyższe wymagania higieniczne

Jednorazowe rękawiczki nitrylowe zapewniają niezawodną ochronę personelu medycznego i pacjentów. Spełniają najwyższe wymagania jakościowe i służą zarówno jako rękawice ochronne, jak i do badania. Szczególną uwagę zwrócono na ergonomię i jakość, aby Użytkownik mógł polegać na elastyczności, wytrzymałości i komforcie nawet podczas długiego noszenia. Rękawiczki są sklasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej klasy III (Rozporządzenie UE 2016/425).

Nr kat.	Opis	Długość	Rozmiar	Opak. szt.
3FPRO181302	Kolor: niebieski, materiał: nitril, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia, chlorowane wewnątrz, niesterylne	40 cm	S (6-7)	50
3FPRO181304	Kolor: niebieski, materiał: nitril, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia, chlorowane wewnątrz, niesterylne	40 cm	M (7-8)	50
3FPRO181306	Kolor: niebieski, materiał: nitril, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia, chlorowane wewnątrz, niesterylne	40 cm	L (8-9)	50
3FPRO181308	Kolor: niebieski, materiał: nitril, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia, chlorowane wewnątrz, niesterylne	40 cm	XL (9-10)	50



Przyłbice ochronne

Wyjątkowa widoczność i ochrona w każdej sytuacji

Wysokiej jakości przyłbica ochronna zapewniająca ochronę całej twarzy, zgodna z Rozporządzeniem UE 2016/425 klasa II środków ochrony indywidualnej, spełniająca wymagania normy EN 166.

Przyłbica ochronna jest odpowiednia dla osób noszących okulary. Pod przyłbicą można również nosić maseczki ochronne, w tym filtrujące FFP. Konstrukcja przyłbicy zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego noszenia. Nie chroni przed uderzeniami mechanicznymi.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FPRO181202	Przyłbica ochronna, jednorazowego użytku	25



Akcesoria do mycia



Skuteczne wsparcie mycia ręcznego i maszynowego

- Szczotki do mycia powierzchni zewnętrznych
- Szczotki do mycia narzędzi rurowych
- Szczotki do mycia endoskopów
- Rozwieracze do kleszczy i wżerników
- Akcesoria do mycia



Stericlin® szczotki do mycia powierzchni zewnętrznych

Mycie ręczne


Mycie ręczne (wstępne) wyrobów medycznych jest uregulowane w przepisach prawa, normach i wytycznych. Według zaleceń KRINKO/BfArM w procesie mycia ręcznego należy stosować środki zgodne materiałowo i odpowiednie dla wyrobu medycznego. Stericlin® oferuje szeroką gamę specjalnych szczotek do różnych zastosowań i typów narzędzi.

Nr kat.	Opis	Główka szczotki mm	Długość całkowita mm	Ponowna obróbka	Opak. szt.
3FRIN550172	Twarde, syntetyczne włosie, uchwyt zielony	80 x 18 x 15	220	nie	10
3FRIN550174	Miękkie, syntetyczne włosie, uchwyt żółty	80 x 18 x 15	220	nie	10
3FRIN550176	Mocne, syntetyczne włosie, uchwyt niebieski	80 x 18 x 10	220	nie	10



Nr kat.	Opis	Długość szczotki mm	Długość całkowita mm	Ponowna obróbka	Opak. szt.
3FRIN550160	Mocne, syntetyczne włosie	75	215	tak	5
3FRIN550162	Miękkie, syntetyczne włosie	75	215	tak	5
3FRIN550164	Mocne, syntetyczne włosie	75	235	tak	5
3FRIN550116	Dwustronna / miękkie, syntetyczne włosie	25 / 35	175	tak	5
3FRIN550120	Dwustronna / średnio twarde, syntetyczne włosie	25 / 35	175	tak	5
3FRIN550158	Dwustronna / mocne, syntetyczne włosie	30 / 40	175	tak	5
3FRIN550134	Mocne, syntetyczne włosie	25 / 40	165	tak	5
3FRIN550136	Włosie ze stali kwasoodpornej*	40	178	nie	5
3FRIN550166	Mosiężne włosie*	40	178	nie	5
3FRIN550168	Syntetyczne włosie*	40	178	nie	5

* Tylko do mycia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do ponownej obróbki narzędzi. Dlatego nie jest to wyrób medyczny.



Stericlin® szczotki do mycia narzędzi rurowych


Mycie ręczne

Mycie ręczne (wstępne) wyrobów medycznych jest uregulowane w przepisach prawa, nomach i wytycznych. Według zaleceń KRINKO/BfArM w procesie mycia ręcznego należy stosować środki zgodne materiałowo i odpowiednie dla wyrobu medycznego. Stericlin® oferuje szeroką gamę specjalnych szczotek do różnych zastosowań i typów narzędzi.

Wszystkie szczotki do mycia narzędzi rurowych stericlin® są wykonane z wysokiej jakości nylonowego włosa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników, w przyszłości nakładki zabezpieczające końcówki szczotek zostaną zastąpione skróconą, zaokrągloną oraz wypolerowaną końcówką.

Nr kat.	Główna szczotki Ø x dł. mm	Długość całkowita mm	Ponowna obróbka	Opis	Opak. szt.
3FRIN550154	0,6 x 10	450	nie zalecana	Do przeciągania, drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550198	1,4 x 10	450	nie zalecana	Do przeciągania, drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550118	1,0 x 13	450	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550156	1,4 x 13	450	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550122	1,6 x 13	450	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550132	1,8 x 13	450	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550146	2,0 x 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5




Nr kat.	Główka szczotki Ø × dł. mm	Długość całkowita mm	Ponowna obróbka	Opis	Opak. szt.
3FRIN550150	2,0 × 60	350	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550197	2,2 × 60	410	tak	Drut ze stali kwasoodpornej, czarna, twarde włosie	2
3FRIN550126	2,5 × 50	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550128	2,5 × 50	610	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550148	3,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550142	3,5 × 100	250	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550144	3,5 × 60	265	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550152	3,5 × 35	500	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550104	4,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550124	5,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550130	5,0 × 80	405	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550190	5,0 × 100	650	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550106	6,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550102	7,0 × 80	350	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550192	7,0 × 100	650	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550108	8,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550193	10,0 × 50	460	tak	Drut ze stali kwasoodpornej, czarna, twarde włosie	2
3FRIN550110	10,0 × 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550194	10,0 × 100	650	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5



Nr kat.	Główka szczotki Ø x dł. mm	Długość całkowita mm	Ponowna obróbka	Opis	Opak. szt.
3FRIN550196	12,0 x 100	650	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550112	15,0 x 100	300	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550138	20,0 x 150	450	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550140	20,0 x 100	500	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5
3FRIN550141	40,0 x 60	500	tak	Drut ze stali kwasoodpornej	5



Nr kat.	Główka szczotki Ø x dł. mm	Długość całkowita mm	Ponowna obrobka	Opis	Opak. szt.
3FRIN550178	3,0 x 20	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, biały	5
3FRIN550180	4,0 x 20	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, niebieski	5
3FRIN550182	5,0 x 50	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, żółty	5
3FRIN550184	7,0 x 50	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, biały	5
3FRIN550186	10,0 x 50	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, niebieski	5
3FRIN550188	15,0 x 50	600	nie	Uchwyt z tworzywa sztucznego, zielony	5



Szczotki do mycia endoskopów

Mycie ręczne

Mycie ręczne (wstępne) kanałów roboczych endoskopów elastycznych i akcesoriów jest wymagane w różnych wytycznych oraz stanowi ważny element skutecznej ponownej obróbki. Zgodnie z odpowiednią literaturą, aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia krzyżowego, nie zaleca się ponownego użycia szczotek do mycia endoskopów. Szczotki do mycia endoskopów elastycznych są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Oferujemy szeroką gamę szczotek, za pomocą których można ręcznie oczyścić najpopularniejsze kanały robocze i porty biopsyjne różnych typów endoskopów przed obróbką mechaniczną.

Aby uzyskać pozytywny wynik mycia, a jednocześnie zapobiec uszkodzeniu delikatnych kanałów, szczotki są wyposażone w plastikową kulistą końcówkę ochronną i średnio twarde włosie nylonowe. Dodatkowo wszystkie szczotki są dwustronne.



3FRIN550218



3FRIN550206




3FRIN550222



3FRIN550116



Nr kat.	Główka szczotki Ø mm	Długość całkowita mm	Opis	Opak. szt.
3FRIN550202	2,0	1000	Kolor: żółty	50
3FRIN550204	3,0	1000	Kolor: biały	50
3FRIN550224	2,5	2300	Kolor: czerwony	50
3FRIN550212	3,0	2300	Kolor: niebieski	50
3FRIN550208	5,0	2300	Kolor: czerwony	50
3FRIN550210	6,0	2300	Kolor: zielony	50
3FRIN550214	3,0-5,0 / 4,0-6,0	2300	Kolor: żółty	50
3FRIN550220	5,5 / 10	2300	Kolor: turkusowy	50
3FRIN550216	5,0	2650	Z czyścikiem 280 mm, kolor: żółty	50
3FRIN550226	3,0	2500	Dwustronna + 1 środkowa, plastikowa końcówka, kolor: czerwony	50
3FRIN550228	6,0	2500	Dwustronna + 1 środkowa, plastikowa końcówka, kolor: niebieski	50
3FRIN550218	5,2 / 11	156	Do zaworów, kolor: czerwony	100
3FRIN550206	6,5 5,2 / 11	2570 156	Komplet 2 szczotek: do mycia, kolor: niebieski, do zaworów, kolor: czerwony	50
3FRIN550222	5,0 5,2 / 11	2300 156	Komplet 2 szczotek: do mycia, kolor: czerwony, do zaworów, kolor: czerwony	50
3FRIN550116	Dł. główki szczotki: 25 / 35	175	Dwustronna / miękkie, syntetyczne włosie	5



Stericlin® rozwieracze do kleszczy i wżerników

Skuteczna pomoc przy myciu narzędzi

Rozwieracze zapewniają stale otwarte przeguby i szczęki w nierozbieralnych narzędziach, kleszczach, wżernikach i innych narzędziach o podobnej konstrukcji, umożliwiając mycie najtrudniejszych miejsc. Rozwieracze stericlin® pomagają w skutecznym przygotowaniu narzędzi do ponownej obróbki.

Nr kat.	Opis	Rozmiar mm	Opak. szt.	
3FEDS844100	Rozwieracz do kleszczy do cięcia kości i wżerników, stal kwasoodporna pokryta silikonem, kolor: biały	40	1	
3FEDS844108	Rozwieracz do kleszczy do cięcia kości i wżerników, stal kwasoodporna pokryta silikonem, kolor: żółty	50	1	
3FEDS844106	Rozwieracz do kleszczy do cięcia kości i wżerników, stal kwasoodporna pokryta silikonem, kolor: niebieski	60	1	
3FEDS844102	Rozwieracz do kleszczy do cięcia kości i wżerników, stal kwasoodporna pokryta silikonem, kolor: czerwony	70	1	
3FEDS844110	Rozwieracz do kleszczy do cięcia kości i wżerników, stal kwasoodporna pokryta silikonem, kolor: zielony	80	1	
3FEDS844104	Rozwieracz do narzędzi z uchwytem pierścieniowym, stal kwasoodporna		1	




3FSZB790111




3FRIN556105



3FRIN556109



3FRIN556107



3FRIN556111

3FRIN556120

3FRIN556125

Stericlin® akcesoria do mycia

Skuteczne ułatwienie mycia mechanicznego

Zestawy Hydro Soak stericlin® pomagają w transporcie oraz przechowywaniu na mokro dystalnych końcówek narzędzi laparoskopowych i narzędzi robotycznych EndoWrist®.

Czyściki mają wszechstronne zastosowanie ze względu na skład materiału i doskonale służą do ostrzenia, polerowania i czyszczenia stali, stali kwasoodpornej oraz aluminium.

Ściereczka antystatyczna stericlin® zapobiega parowaniu soczewek i osłon twarzy na skutek wilgoci i potu. Jest wielorazowego użytku i bezpyłowa, nie powoduje zarysowań oraz zapewnia długotrwałą powłokę ochronną.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FRIN556105	Zestaw Hydro Soak stericlin®, osłonka i korek (jeden otwór otwarty), do transportu, przechowywania na mokro dystalnych końcówek narzędzi laparoskopowych i narzędzi robotycznych EndoWrist®, jednorazowego użytku, kolor: zielony	20
3FRIN556109	Zestaw Hydro Soak stericlin®, osłonka i korek (jeden otwór zamknięty), do transportu, przechowywania na mokro narzędzi robotycznych, jednorazowego użytku, kolor: niebieski	20
3FRIN556107	Zestaw Hydro Soak stericlin®, osłonka i korek (dwa otwory otwarte), do transportu, przechowywania na mokro bipolarnych kleszczy, jednorazowego użytku, kolor: czerwony	20
3FRIN556111	Zestaw Hydro Soak stericlin®, osłonka i korek (dwa otwory zamknięte), do transportu, przechowywania na mokro bipolarnych kleszczy, jednorazowego użytku, kolor: pomarańczowy	20
3FRIN556120	Czyścik – szorstki, do ostrzenia, polerowania, czyszczenia, kolor: brązowy, 150 x 100 mm	3
3FRIN556125	Czyścik – delikatny, do ostrzenia, polerowania, czyszczenia, kolor: szary, 150 x 100 mm	3
3FSZB790111	Ściereczka antystatyczna stericlin®	20



Testy i wskaźniki



Testy skuteczności mycia i wskaźniki chemiczne
do kontroli procesu sterylizacji

- Testy skuteczności mycia
- Test pakietowy Bowie-Dick
- Wskaźniki paskowe typu 6, 5, 4 i 1



TOSI®

Rutynowa kontrola i walidacja skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach zgodnie z ISO 15883

TOSI® symuluje zanieczyszczone narzędzia chirurgiczne. Syntetyczne zabrudzenia testowe odnoszą się do prawdziwych zabrudzeń. Jeżeli proces mycia nie zmyje testu TOSI®, oznacza to, że mycie narzędzi zanieczyszczonych krwią nie jest skuteczne!

Zalety

- Gotowy do użycia test dający niezawodny i powtarzalny wynik
- Syntetyczne zabrudzenie testowe symuluje krew ludzką
- Przezroczysta obudowa ułatwia odczyt wskaźnika
- Szczelina symuluje zawiasy w narzędziach chirurgicznych
- Uchwyt ułatwia szybkie mocowanie w myjni.

Wynik

TOSI® nie tylko potwierdza skuteczność oczyszczania z krwi, ale także informuje o przyczynach problemu.

Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555105	Przyrząd testowy TOSI®	12



TOSI®-LumCheck

Rutynowa kontrola i walidacja skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach lub myjniach ultradźwiękowych zgodnie z ISO 15883

TOSI®-LumCheck symuluje zanieczyszczone narzędzia wgłębione. Syntetyczne zabrudzenia testowe odnoszą się do prawdziwych zabrudzeń. Jeżeli proces mycia nie zmyje testu paskowego TOSI®-LumCheck oznacza to, że mycie narzędzi zanieczyszczonych krwią nie jest skuteczne!

Zalety


- Złącze Luer Lock do łatwego podłączenia
- Syntetyczne zabrudzenie testowe symuluje krew ludzką
- Przezroczysta obudowa ułatwia odczyt i ocenę wskaźnika
- Przyrząd symuluje narzędzia chirurgiczne wgłębione.

Wynik

TOSI®-LumCheck nie tylko potwierdza skuteczność oczyszczania krwi, ale także informuje o przyczynach problemu.

Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555110	Przyrząd testowy TOSI®-LumCheck	1
3FRIN555115	Test paskowy TOSI®-LumCheck	25



TOSI®-FlexiCheck

Rutynowa kontrola i walidacja skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach do endoskopów elastycznych zgodnie z ISO 15883

TOSI®-FlexiCheck sprawdza działanie myjni i środków chemicznych. Do przygotowania endoskopów elastycznych są zalecane myjnie z kanałowym systemem natryskowym. Tosi®-FlexiCheck jest podłączony do tego systemu i symuluje pojedynczy kanał.

Zalety

- Złącze Luer Lock do łatwego podłączenia
- Przyrząd symuluje kanał endoskopu elastycznego
- Dwa oddzielne zabrudzenia testowe symulujące krew ludzką i polisacharydy
- Przezroczysta obudowa ułatwia odczyt wskaźnika.

Wynik

Endoskopy elastyczne są często zanieczyszczone śluzem, czasem krwią. TOSI®-FlexiCheck łączy dwa różne zabrudzenia testowe na jednym teście paskowym: substancja symulująca krew ludzką oraz mieszanina polisacharydów.

Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555120	Przyrząd testowy TOSI®-FlexiCheck	1
3FRIN555125	Test paskowy TOSI®-FlexiCheck	25
3FRIN555121	FlexiCheck adapter A (do myjni Wassenburg)	1
3FRIN555122	FlexiCheck adapter C (do myjni Olympus)	1



SonoCheck

Walidacja i kontrola skuteczności mycia ultradźwiękowego zgodnie z AS/NZS 4187

SonoCheck służy do kontroli poziomu energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi chirurgicznych. SonoCheck służy również do pomiaru wydajności poszczególnych przetworników podczas testu funkcjonalnego.

Zalety

- Wykrywa wystarczającą energię do kawitacji
- Gotowy do użycia test dający natychmiastowy wynik
- Zmiana koloru z zielonego na żółty oznacza pozytywny wynik
- Łatwa ocena wyniku.

Wynik

Proces mycia ultradźwiękowego opiera się na występowaniu kawitacji. To zjawisko wywołuje reakcję chemiczną, która powoduje zmianę koloru testu SonoCheck.

Gdy myjnia ultradźwiękowa wytwarza wystarczającą ilość energii, SonoCheck pokaże wynik pozytywny w zalecanym czasie cyklu. W przypadku niewystarczającej ilości energii, przeciążenia, poziomu wody i odgazowaniu czas potrzebny na zmianę koloru wydłuży się. W przypadku większych problemów test SonoCheck nie zmieni koloru.

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555130	SonoCheck	30



Zmiana koloru na zielony
wskazuje na pozostałości białka



HemoCheck-S

Wykrywanie pozostałości białkowych na powierzchniach narzędzi
i powierzchniach roboczych

HemoCheck-S opiera się na reakcji enzymatycznej stosowanej również w kryminalistyce. Krew zawiera duże ilości peroksydaz i można ją wykryć w bardzo małych ilościach. Do rutynowej kontroli i walidacji skuteczności mycia zgodnie z ISO 15883.

Zalety

- Gotowy i łatwy do użycia zestaw testowy
- Natychmiastowy wynik
- Reakcja enzymatyczna wykryje nierozpuszczalne pozostałości
- Zabarwienie wymazówki na zielono oznacza zanieczyszczone powierzchnie
- Wykrywa już od 0,1 µg pozostałości krwi
- Wykrywa pozostałości krwi na powierzchniach roboczych i narzędziach.

Wynik

W odróżnieniu od standardowych testów białkowych test HemoCheck-S daje w 100% jednoznaczną odpowiedź, ponieważ krew jest najlepszym markerem ryzyka higienicznego. Zmiana koloru wymazówki na zielony wskazuje na obecność białek krwi na badanym obszarze. Duża ilość białek może zabarwić cały test. Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555150	HemoCheck-S	12



Zmiana koloru na niebieski
wskazuje na zanieczyszczoną
powierzchnię



Test Pyromol

Wykrywanie pozostałości białkowych na powierzchniach narzędzi
i powierzchniach roboczych

Test z zastosowaniem preparatu Pyromol bazuje na teście barwnikowym, który jest stosowany także w chemii klinicznej jako metoda pomiarowa białek. Zanieczyszczenia narzędzi i powierzchni zawierają dużo białek, które mogą być wykrywane już w niewielkich ilościach. Do rutynowej kontroli i walidacji skuteczności mycia zgodnie z ISO 15883.

Zalety

- Gotowy i łatwy w użyciu zestaw testowy
- Szybkie wykrywanie nierozpuszczalnych pozostałości białek
- Zabarwienie wymazówki na niebiesko oznacza zanieczyszczenie badanej powierzchni
- Wykrywa od 1 µg białek
- Brak interakcji z aldehydem glutarowym i kwasem nadoctowym.

Wynik

Test z zastosowaniem preparatu Pyromol stosuje się, kiedy nie można użyć HemoCheck-S, na przykład przy innym źródle białek niż krew. Zabarwienie wymazówki na niebiesko wykazuje pozostałości białek na badanej powierzchni. Duża ilość białek może zabarwić cały test. Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555140	Test Pyromol	20



Zmiana koloru na niebieski wskazuje na zanieczyszczony kanał



Test Pyromol-E

Wykrywanie pozostałości białkowych w kanałach endoskopów

Test z zastosowaniem preparatu Pyromol bazuje na teście barwnikowym, który jest stosowany także w chemii klinicznej jako metoda pomiarowa białek. Zanieczyszczenia kanałów endoskopu zawierają dużo białek, które mogą być wykrywane już w niewielkich ilościach. Do rutynowej kontroli i walidacji skuteczności mycia zgodnie z ISO 15883.

Zalety

- Gotowy i łatwy w użyciu zestaw testowy
- Szybkie wykrywanie nierozpuszczalnych pozostałości białkowych
- Zabarwienie wymazówki na niebiesko oznacza zanieczyszczenie badanej powierzchni
- Wykrywa od 1 µg białek
- Brak interakcji z aldehydem glutarowym i kwasem nadoctowym.

Wynik

Test Pyromol-E wykryje pozostałości białka po ręcznej lub automatycznej ponownej obróbce endoskopu. Zabarwienie wymazówki na niebiesko oznacza obecność białka w badanym kanale endoskopu. Duża ilość białka może zabarwić cały test. Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Ø mm	Długość	Opak szt.
3FRIN555141	1,0	2 m	6
3FRIN555142	1,7	2 m	6
3FRIN555143	2,8	2 m	6
3FRIN555144	3,8	2 m	6
3FRIN555145	5,0	2 m	6



Zmiana koloru na fioletowy
wskazuje na obecność
pozostałości wody



HydroCheck-E

Test na obecność pozostałości wody w endoskopach elastycznych

HydroCheck-E może wykryć bardzo małą ilość wody pozostałej w kanale endoskopu, aby uniknąć ponownego skażenia podczas przechowywania.

Zalety

- Łatwy w użyciu zestaw testowy
- Sprawdza suchość kanału endoskopu elastycznego
- Zabarwienie wymazówki na fioletowy wskazuje na obecność wody w badanym kanale
- Wykrywa od 0,05 µl pozostałości wody
- Natychmiastowy wynik, nie wymagana inkubacja.

Wynik

Wymazówka służy do pobrania próbki ewentualnej wody z kanału endoskopu, a następnie jest testowana za pomocą HydroCheck-E. Zabarwienie wymazówki na fioletowo oznacza obecność wody w badanym kanale endoskopu.

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555172	Ø 1,7 mm / długość 2,3 m	
3FRIN555173	Ø 2,8 mm / długość 2,3 m	6
3FRIN555174	Ø 3,8 mm / długość 2,3 m	6
3FRIN555175	Ø 5,0 mm / długość 2,3 m	6




3FRIN555181




3FRIN555182




3FRIN555183



3FRIN555184



3FRIN555188



3FRIN555190



EndoSwab

Wysokochłonne szczotki testowe do mycia i kontroli endoskopów elastycznych

Wymazówki produkowane są na bazie wysoce chłonnego włókna poliestrowego. Wymazówki wchłaniają i zbierają pozostałości z kanału, podczas gdy włókna nylonowe przesuwają się przez pozostałości śluzu wewnątrz kanału. Wysoka skuteczność czyszczenia kanałów endoskopowych.

- Dostępne w 4 rozmiarach: 1,7 mm | 2,8 mm | 3,8 mm | 5,0 mm
- Długość do 2,3 m
- Kompatybilne z Pyromol-E i HydroCheck-E.

Wymazówki można stosować do etapu mycia ręcznego zgodnie z procedurą mycia endoskopu elastycznego oraz do sprawdzenia czystości kanałów.

Nr kat.	Opis	Rozmiar	Opak szt.
3FRIN555181	Endoswab	Ø 1,7 mm / długość 2,3 m	10
3FRIN555182	Endoswab	Ø 2,8 mm / długość 2,3 m	10
3FRIN555183	Endoswab	Ø 3,8 mm / długość 2,3 m	10
3FRIN555184	Endoswab	Ø 5,0 mm / długość 2,3 m	10
3FRIN555188	Robotic Arm Swab, test do ramion robotycznych	Ø 1,38 mm / długość 0,75 m	10
3FRIN555190	Aluminiowa szczotka testowa	Ø 1,0 mm / długość 14,5 cm	12



Test pH-Check

Wykrywanie pozostałości alkalicznych

Test pH-Check opiera się na roztworze wskaźnikowym. Zasadowe pozostałości środków chemicznych lub twardej wody powodują zmianę koloru na czerwony.

Zalety

- Łatwy w użyciu zestaw testowy
- Powierzchnię narzędzi przeciera się wymazówką
- Szybkie wykrywanie środków chemicznych lub twardej wody
- Zabarwienie wymazówki na czerwony wskazuje na pozostałości alkaliczne.

Wynik

Zabarwienie wymazówki na czerwono oznacza obecność alkalicznych pozostałości na badanej powierzchni.

Zanieczyszczone narzędzia stanowią zagrożenie dla higieny i należy je poddać ponownej obróbce. Narzędzia muszą być wolne od wszelkich pozostałości!

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FRIN555160	pH-Check	24



3FSKS611102



Arkusz przed sterylizacją



Wynik prawidłowy



Wynik prawidłowy



3FSKS610506



Wynik nieprawidłowy



Wynik nieprawidłowy



Wynik nieprawidłowy

Kolory mogą różnić się.

Test pakietowy Bowie-Dick

Łatwa obsługa testów penetracji pary wodnej – EN ISO 11140-4

Test pakietowy Bowie-Dick stericlin® umożliwia codzienną kontrolę poprawności działania sterylizatora i potwierdza jego gotowość do prawidłowej pracy.

Łatwy sposób użycia:

- Umieścić arkusz testowy Bowie-Dick w sterylizatorze
- Uruchomić program Bowie-Dick
- Wyjąć arkusz testowy
- Sprawdzić wynik.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani toksyn. Zmiana koloru wskaźnika jest trwała, co umożliwia całkowicie bezpieczną dokumentację.

Znak BSI Kitemark

Renomowany, uznany na arenie międzynarodowej Instytut Badawczy BSI Kitemark potwierdza zgodność testu Bowie-Dick z wymaganiami normy EN ISO 11140-4.

Test w wersji Lean to ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla codziennego testu pakietowego Bowie-Dick. Test w wersji Prime zawiera sztywniejszy arkusz testowy z wyraźnym nadrukiem w kolorze i większą liczbą warstw papieru. Dodatkowo zastosowano pudełko składane jako opakowanie zewnętrzne.

Nr kat.	Opis	Opak szt.
3FSKS611102	Test pakietowy Bowie-Dick (pakiet Lean)	40
3FSKS610506	Test pakietowy Bowie-Dick (pakiet Prime)	50



Wskaźniki paskowe typu 6 (STEAM)

Wskaźniki emulacyjne zgodne z EN ISO 11140-1

Wskaźniki paskowe typu 6 stericlin® służą do kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu sterylizacji (para wodna, temperatura i czas) wewnątrz każdego pakietu sterylizacyjnego. Dopiero po spełnieniu wszystkich parametrów następuje prawidłowa zmiana koloru wskaźnika. Jednoznaczna zmiana koloru testu eliminuje błędy.

Łatwy sposób użycia:

- Umieścić we wsadzie we wnętrzu sterylizowanego pakietu
- Uruchomić program sterylizacji
- Wyjąć wsad
- Rozpakować sterylizowany pakiet i sprawdzić wynik.

Proces sterylizacji jest prawidłowy, gdy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na różowy, częściowa zmiana koloru wskazuje na awarię sterylizatora.

Wskaźniki paskowe stericlin® spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1 dla typu 6 (wskaźniki emulacyjne). Dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych wskaźniki są testowane w rezystometrze. Stericlin® gwarantuje zgodność z normami oraz niezmiennosć tych wyrobów.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Zmiana koloru wskaźnika jest trwała, co umożliwia całkowicie bezpieczną dokumentację.

Nr kat.	Opis	Wymiary	Opak szt.
3FSKS645102	134 °C – 3,5 min	80 x 30 mm	500
3FSKS645104	132 °C – 4 min	80 x 30 mm	500
3FSKS645105	134°C – 4 min	80 x 30 mm	500
3FSKS645106	134 °C – 5,3 min	80 x 30 mm	500
3FSKS645108	134 °C – 7 min	80 x 30 mm	500
3FSKS645112	134 °C – 18 min	80 x 30 mm	500



Wskaźniki paskowe typu 5 (STEAM)

Zintegrowane wskaźniki zgodne z EN ISO 11140-1

Wskaźniki paskowe typu 5 stericlin® służą do kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu sterylizacji (para wodna, temperatura i czas) wewnątrz każdego pakietu sterylizacyjnego. Specyfikacja sterylizacji wskaźników paskowych typu 5 wynika z zachowania wskaźników biologicznych. Wskaźnik paskowy typu 5 jest szczególnie korzystny w przypadku sterylizacji wyrobów medycznych zarówno w temperaturze 121 °C, jak i 134 °C.

Łatwy sposób użycia:

- Umieścić we wsadzie we wnętrzu sterylizowanego pakietu
- Uruchomić program sterylizacji
- Wyjąć wsad
- Rozpakować sterylizowany pakiet i sprawdzić wynik.

Proces sterylizacji jest prawidłowy, gdy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na różowy, częściowa zmiana koloru wskazuje na awarię sterylizatora.

Wskaźniki paskowe stericlin® spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1 dla typu 5 (wskaźniki zintegrowane). Dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych wskaźniki są testowane w rezystometrze. Stericlin® gwarantuje zgodność z normami oraz niezmiennosć tych wyrobów.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Zmiana koloru wskaźnika jest trwała, co umożliwia całkowicie bezpieczną dokumentację.

Nr kat.	Opis	Wymiary	Opak. szt.
3FSKS646102	134 °C / 121 °C	80 × 30 mm	500



Wskaźniki paskowe typu 4 (STEAM)

Wskaźniki wieloparametrowe zgodne z EN ISO 11140-1

Wskaźniki paskowe typu 4 stericlin® służą do kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu sterylizacji (para wodna, temperatura i czas) wewnątrz każdego pakietu sterylizacyjnego. Dopiero po spełnieniu wszystkich parametrów następuje prawidłowa zmiana koloru wskaźnika. Jednoznaczna zmiana koloru testu eliminuje błędy.

Łatwy sposób użycia:

- Umieścić we wsadzie we wnętrzu sterylizowanego pakietu
- Uruchomić program sterylizacji
- Wyjąć wsad
- Rozpakować sterylizowany pakiet i sprawdzić wynik.

Proces sterylizacji jest prawidłowy, gdy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na różowy, częściowa zmiana koloru wskazuje na awarię sterylizatora.

Wskaźniki paskowe stericlin® spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1 dla typu 4 (wskaźniki wieloparametrowe). Dla spełnienia wymagań eksploatacyjnych wskaźniki są testowane w rezystometrze. Stericlin® gwarantuje zgodność z normami oraz niezmiennosć tych wyrobów.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Zmiana koloru wskaźnika jest trwała, co umożliwia całkowicie bezpieczną dokumentację.

Nr kat.	Opis	Wymiary	Opak. szt.
3FSKS647102	134 °C – 3,5 min	80 × 30 mm	500
3FSKS647106	134 °C – 5,3 min / 121 °C – 15 min	80 × 30 mm	500



Wskaźniki paskowe typu 1 (STEAM)

Wskaźniki procesu zgodne z EN ISO 11140-1

Wskaźniki paskowe typu 1 stericlin® umożliwiają łatwą kontrolę oraz dokumentację sterylizacji. Służą do identyfikowania pakietów już poddanych sterylizacji. Wskaźniki paskowe są dostępne ze wskaźnikiem do pary wodnej (STEAM).

Wskaźniki paskowe typu 1 stericlin® posiadają pole dokumentacji wsadu: numer sterylizatora, zawartość, data ważności, proces prawidłowy/nieprawidłowy oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

Wskaźniki paskowe typu 1 stericlin® spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1 dla typu 1 (wskaźniki procesu).


Nr kat.	Opis	Wymiary	Opak. szt.
3FSKS650102	Wskaźnik STEAM, samoprzylepny	150 × 30 mm	250
3FSKS650104	Wskaźnik STEAM	150 × 30 mm	250

ZASTOSOWANIE OPAKOWAŃ PAPIEROWO-FOLIOWYCH





Opakowania papierowo-foliowe



Właściwa kombinacja materiałów dla każdego zastosowania

- Opakowania papierowo-foliowe
- Opakowania włókninowo-foliowe
- Opakowania włókninowo PP-foliowe (Biała Linia)
- Opakowania DuPont™ Tyvek®
- Torebki papierowe



Torebki papierowo-foliowe

Bezpieczna sterylizacja – różne rozmiary – ISO 11607

Torebki papierowo-foliowe stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-5 oraz stanowią uniwersalny system pakowania wyrobów do sterylizacji. Torebki papierowo-foliowe płaskie służą do pakowania lekkich i średnio ciężkich wyrobów. Odporny na warunki sterylizacji, wytrzymały papier o gramaturze 70 g/m², tworzy skuteczną barierę dla skażeń, ale również bardzo dobrze przepuszcza czynniki sterylizujące (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd). Poza obszarem pakowania są naniesione trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Opakowania papierowo-foliowe stericlin® wykonane z papieru o gramaturze 70 g/m², wyróżniają się pod względem jakości i wytrzymałości, na tle dostępnych na rynku zwykłych opakowań papierowych o gramaturze 60 g/m².

Nr kat.	Wymiary cm szerokość x długość	Opak. szt.
3FKFB210102	5,5 × 20	2000
3FKFB210104	5,5 × 25	2000
3FKFB210106	7,5 × 15	2000
3FKFB210108	7,5 × 20	2000
3FKFB210110	7,5 × 25	2000
3FKFB210112	7,5 × 30	2000
3FKFB210114	10 × 15	2000
3FKFB210116	10 × 20	2000
3FKFB210118	10 × 25	2000
3FKFB210120	10 × 30	2000
3FKFB210122	10 × 36	1000
3FKFB210124	10 × 40	1000
3FKFB210126	10 × 52	1000
3FKFB210128	12,5 × 25	2000
3FKFB210130	12,5 × 30	2000
3FKFB210131	12,5 × 35	1000
3FKFB210132	12,5 × 40	1000
3FKFB210134	12,5 × 52	1000
3FKFB210136	15 × 20	1000
3FKFB210138	15 × 27	1000
3FKFB210140	15 × 30	1000
3FKFB210142	15 × 38	1000

Nr kat.	Wymiary cm szerokość x długość	Opak. szt.
3FKFB210143	15 × 50	1000
3FKFB210144	15 × 61	1000
3FKFB210146	16 × 22	1000
3FKFB210148	20 × 27	1000
3FKFB210150	20 × 40	1000
3FKFB210152	20 × 61	1000
3FKFB210154	21 × 33	1000
3FKFB210156	22 × 30	1000
3FKFB210158	22 × 35	1000
3FKFB210160	22 × 42	1000
3FKFB210162	25 × 38	1000
3FKFB210164	25 × 40	1000
3FKFB210166	25 × 42	1000
3FKFB210168	25 × 48	500
3FKFB210170	27 × 45	500
3FKFB210172	30 × 42	500
3FKFB210174	30 × 57	500
3FKFB210176	32 × 50	500
3FKFB210178	36 × 58	500
3FKFB210180	38 × 50	500
3FKFB210182	42 × 50	500
3FKFB210184	42 × 61	500



Torebki papierowo-foliowe z fałdą

Bezpieczna sterylizacja – różne rozmiary – EN ISO 11607

Torebki papierowo-foliowe stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-5 oraz stanowią uniwersalny system pakowania wyrobów do sterylizacji. Torebki papierowo-foliowe z fałdą służą do pakowania lekkich i średnio ciężkich wyrobów o znacznej objętości. Odporny na warunki sterylizacji, wytrzymały papier o gramaturze 70 g/m², tworzy skuteczną barierę dla skażeń, ale również bardzo dobrze przepuszcza czynniki sterylizujące (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd). Poza obszarem pakowania są naniesione trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Opakowania papierowo-foliowe stericlin® wykonane z papieru o gramaturze 70 g/m², wyróżniają się pod względem jakości i wytrzymałości, na tle dostępnych na rynku zwykłych opakowań papierowych o gramaturze 60 g/m².

Nr kat.	Wymiary cm szerokość x długość	Opak. szt.
3FKSB220102	10 × 5 × 30	2000
3FKSB220104	10 × 5 × 40	2000
3FKSB220106	15 × 5 × 28	1000
3FKSB220108	15 × 5 × 40	1000
3FKSB220110	20 × 5 × 40	1000
3FKSB220112	20 × 5 × 48	500
3FKSB220114	25 × 6,5 × 48	500
3FKSB220116	30 × 6,5 × 61	500
3FKSB220118	41 × 6,5 × 61	500



Rękawy papierowo-foliowe płaskie

Bezpieczna sterylizacja – różne rozmiary – ISO 11607

Rękawy papierowo-foliowe stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-5 oraz stanowią uniwersalny system pakowania wyrobów do sterylizacji. Rękawy papierowo-foliowe płaskie służą do pakowania lekkich i średnio ciężkich wyrobów. Odporny na warunki sterylizacji, wytrzymały papier o gramaturze 70 g/m², tworzy skuteczną barierę dla skażeń, ale również bardzo dobrze przepuszcza czynniki sterylizujące (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd). Poza obszarem pakowania są naniesione trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Opakowania papierowo-foliowe stericlin® wykonane z papieru o gramaturze 70 g/m², wyróżniają się pod względem jakości i wytrzymałości, na tle dostępnych na rynku zwykłych opakowań papierowych o gramaturze 60 g/m².

Nr kat.	Szerokość cm	Długość	Opak. szt.
3FKFS230102	5	200 m	6
3FKFS230104	7,5	200 m	4
3FKFS230106	10	200 m	3
3FKFS230108	12,5	200 m	2
3FKFS230110	15	200 m	2
3FKFS230112	20	200 m	2
3FKFS230114	25	200 m	2
3FKFS230116	30	200 m	1
3FKFS230117	35	200 m	1
3FKFS230118	38	200 m	1
3FKFS230119	40	200 m	1
3FKFS230120	42	200 m	1
3FKFS230122	50	200 m	1

Nr kat.	Szerokość cm	Długość	Opak. szt.
3FKFS230302	5	100 m	3
3FKFS230304	7,5	100 m	2
3FKFS230306	10	100 m	1
3FKFS230308	12,5	100 m	4
3FKFS230310	15	100 m	1
3FKFS230312	20	100 m	2
3FKFS230314	25	100 m	2
3FKFS230316	30	100 m	1
3FKFS230320	42	100 m	1



Rękawy papierowo-foliowe z fałdą

Bezpieczna sterylizacja – różne rozmiary – EN ISO 11607

Rękawy papierowo-foliowe stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-5 oraz stanowią uniwersalny system pakowania wyrobów do sterylizacji. Rękawy papierowo-foliowe z fałdą służą do pakowania wyrobów o znacznej objętości lub grubości. Odporny na warunki sterylizacji, wytrzymały papier o gramaturze 70 g/m², tworzy skuteczną barierę dla skażeń, ale również bardzo dobrze przepuszcza czynniki sterylizujące (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd). Poza obszarem pakowania są naniesione trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Opakowania papierowo-foliowe stericlin® wykonane z papieru o gramaturze 70 g/m², wyróżniają się pod względem jakości i wytrzymałości, na tle dostępnych na rynku zwykłych opakowań papierowych o gramaturze 60 g/m².

Nr kat.	Wymiary cm szerokość x długość	Długość	Opak. szt.
3FKSS230204	7,5 x 2,5	100 m	4
3FKSS230206	10 x 5	100 m	3
3FKSS230210	15 x 5	100 m	2
3FKSS230212	20 x 5	100 m	2
3FKSS230214	25 x 6,5	100 m	2
3FKSS230216	30 x 6,5	100 m	1
3FKSS230218	38 x 8,0	100 m	1
3FKSS230220	42 x 8,0	100 m	1



Opakowania włókninowo-foliowe

Do ciężkich zestawów – wysoka przepuszczalność pary wodnej – EN ISO 11607

Opakowania włókninowo-foliowe stericlin® są wykonane z włókniny o gramaturze 56 g/m² i folii. Poza obszarem pakowania są naniesione trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM. Opakowania włókninowo-foliowe łączą zalety techniczne włókniny z możliwością identyfikacji zawartości opakowania poprzez przezroczystą folię. Wysoka przepuszczalność powietrza i czynnika sterylizującego oraz duża wytrzymałość mechaniczna pozwala na pakowanie dużych i chłonnych wsadów. Opakowania włókninowo-foliowe stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-5.

	Nr kat.	Rodzaj	Wymiary szerokość x długość	Opak.
	3FKFB240105	Torebka	27 x 36 cm	500 szt.
	3FKFB240110	Torebka	32 x 45 cm	500 szt.
	3FKFB240115	Torebka	40 x 52 cm	250 szt.
	3FKFB240120	Torebka	50 x 60 cm	250 szt.
	3FKFB240125	Torebka	57 x 72 cm	250 szt.
	3FKFB240130	Torebka	62 x 72 cm	250 szt.
	3FKFS240212	Rękaw	20 cm x 100 m	2 rękawy
	3FKFS240220	Rękaw	42 cm x 100 m	1 rękaw



Opakowania DuPont™ Tyvek®-folia

Do narzędzi wrażliwych na ciepło – bezpyłowe – EN ISO 11607

Decydujący wpływ na jakość opakowań steriCLIN® wykonanych z Tyvek® i folii ma wybrany materiał. Dlatego steriCLIN® stosuje wyłącznie najmocniejszy medyczny Tyvek®: typ 1073 B o gramaturze 75 g/m² i Tyvek 2FS o gramaturze 59,5 g/m².

Tyvek® i zastosowana folia są odpowiednie do sterylizacji VH2O2 (plazma), EO, FORM i sterylizacji radiacyjnej. Poza obszarem pakowania są naniesione dwa wskaźniki: EO i VH2O2. Opakowania 2FS mają naniesiony tylko wskaźnik VH2O2.

Opakowania Tyvek® steriCLIN® są pierwszym wyborem w sterylizacji gazowej, ponieważ Tyvek® i folia prawie nie pochłaniają toksycznych gazów, a pozostałości gazów są znacznie poniżej wymaganych limitów. Opakowania Tyvek® steriCLIN® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-9.

Nr kat.	Rodzaj	Wykonanie	Wskaźnik	Wymiary szerokość x długość	Opak.
3FKFB250105	Torebka	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	7,5 x 20 cm	1000 szt.
3FKFB250110	Torebka	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	10 x 27 cm	500 szt.
3FKFB250115	Torebka	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	15 x 30 cm	500 szt.
3FKFB250120	Torebka	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	20 x 40 cm	500 szt.
3FKFB250125	Torebka	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	25 x 48 cm	500 szt.
3FKFS250204	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	7,5 cm / 100 m	2 rękawy
3FKFS250206	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	10 cm / 100 m	2 rękawy
3FKFS250210	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	15 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS250212	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	20 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS250214	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	25 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS250216	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	30 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS250218	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	38 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS250222	Rękaw	Tyvek® i folia	VH2O2 (plazma) + EO	50 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252204	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	7,5 cm / 100 m	2 rękawy
3FKFS252206	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	10 cm / 100 m	2 rękawy
3FKFS252210	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	15 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252212	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	20 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252214	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	25 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252216	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	30 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252218	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	38 cm / 100 m	1 rękaw
3FKFS252222	Rękaw	Tyvek® 2FS i folia	VH2O2 (plazma)	50 cm / 100 m	1 rękaw




Torebki papierowe z fałdą

Ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM – EN ISO 11607


Torebki papierowe z fałdą stericlin® spełniają wymagania normy EN ISO 11607 i są odpowiednie do sterylizacji STEAM, EO, FORM i sterylizacji radiacyjnej. Są wykonane z papieru klasy medycznej o gramaturze 60 g/m² z naniesionym wskaźnikiem STEAM.

Nr kat.	Wymiary cm szerokość x długość	Długość cm	Opak. szt.
3FPBT260102	9 x 5	16,8	1000
3FPBT260104	11 x 3	19,6	1000
3FPBT260106	12,5 x 5	25,7	1000
3FPBT260108	14 x 7,5	26	1000
3FPBT260110	14 x 5	33,5	1000
3FPBT260112	16 x 7	38,4	500
3FPBT260114	18 x 9,5	38,4	500
3FPBT260116	20 x 6	33,5	500
3FPBT260118	25 x 10	38,4	500
3FPBT260120	38 x 12,5	54,9	500

PAKOWANIE SKOŚNE



PAKOWANIE RÓWNOLEGŁE



Opakowania sterylizacyjne



Wydajność opakowań dostosowana do potrzeb Użytkownika

Opakowania sterylizacyjne stericlin® mają wiele zalet, również pod względem ekonomiczności i niewielkich wymagań dotyczących warunków składowania. Opakowania sterylizacyjne stericlin® ułatwiają usuwanie powietrza, przepuszczalność czynnika sterylizującego i suszenie po sterylizacji parą wodną, a także służą jako system bariery sterylnej w innych procesach sterylizacji.

Oferujemy szeroką gamę opakowań, w wielu rozmiarach, kolorach i kombinacjach – spełniając wymagania i procedury sterylizacji Użytkowników. Opakowania sterylizacyjne stericlin® spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2.

- Opakowanie podwójne SMS 6 Plus/SMS 6 Plus
- Opakowanie podwójne SMS/SMS
- Opakowanie podwójne SMS/włóknina
- Opakowanie interleaved SMS/SMS
- Opakowanie interleaved SMS/włóknina
- Opakowanie interleaved włóknina/włóknina
- Włóknina SMS 6 Plus
- Włóknina polipropylenowa (SMS)
- Włóknina opakowaniowa
- Papier opakowaniowy krepowany



Opakowanie podwójne SMS 6 PLUS/SMS 6 PLUS

Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie w połączeniu z chłonnością papieru

Innowacyjne opakowanie podwójne SMS 6 PLUS łączy wysoką jakość z wydajnością. Składa się z dwóch połączonych ze sobą włóknin: białej higroskopijnej i zielonej higroskopowej. Przygotowanie procedury pakowania w podwójną warstwę jest znacznie uproszczone.

Bardzo duża wytrzymałość 6-warstwowej włókniny SMS zapewnia maksymalną ochronę, a specjalny skład włókniny wspomaga odprowadzenie wilgoci po sterylizacji. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego. Opakowanie podwójne SMS 6 PLUS spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych sterylnych opakowań i stanowi ekonomiczne rozwiązanie do codziennego użytku.

Włóknina SMS 6 PLUS może być stosowana do sterylizacji parą wodną i gazowej.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FDOP391206	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	60 x 60	200
3FDOP391208	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	75 x 75	200
3FDOP391212	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	90 x 90	120
3FDOP391214	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	100 x 100	100
3FDOP391218	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	120 x 120	72
3FDOP391226	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS zielony 55 g	140 x 140	50

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FDOP393206	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS fioletowy 60 g	60 x 60	184
3FDOP393208	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS fioletowy 60 g	75 x 75	184
3FDOP393212	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55g / SSMMMS fioletowy 60 g	90 x 90	120
3FDOP393214	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS fioletowy 60 g	100 x 100	100
3FDOP393218	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS fioletowy 60 g	120 x 120	72
3FDOP393226	SMS 6 PLUS, SSMMMS zielony 55 g / SSMMMS fioletowy 60 g	140 x 140	50



Opakowanie podwójne SMS/SMS

Innowacyjne opakowanie sterylizacyjne – EN ISO 11607

Innowacyjne opakowanie podwójne stericlin® spełnia wymagania norm EN ISO 11607 oraz EN 868-2 i jest połączeniem dwóch włóknin wykonanych z polipropylenu. Niebieski i zielony arkusz włókniny polipropylenowej, wykonany z włókien syntetycznych, jest ze sobą trwale połączony po obu stronach. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego.

Włóknina SMS stericlin®, wykonana z włókien syntetycznych, to wyjątkowo odporne na rozdarcie i przebicie oraz dobrze układające się i ułatwiające pakowanie opakowanie. System podwójnej bariery sterylnej SMS/SMS stericlin® jest odpowiedni do sterylizacji parą wodną i niskotemperaturową parą wodną. Jakość włóknin i kompatybilność ze sterylizatorami na nadtlenek wodoru VH₂O₂, została potwierdzona przez czołowych producentów tych urządzeń, Steelco S.P.A. Grupa Miele (sterylizatory serii PL), ASP (systemy STERRAD®) i GETINGE.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FDOP381206	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	60 × 60	150
3FDOP381208	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	75 × 75	96
3FDOP381212	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	90 × 90	54
3FDOP381214	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	100 × 100	54
3FDOP381218	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	120 × 120	54
3FDOP381226	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	140 × 140	36
3FDOP383208	SMMMS niebieski 50 g / SMMMS zielony 50 g	75 × 75	66
3FDOP383212	SMMMS niebieski 50 g / SMMMS zielony 50 g	90 × 90	54
3FDOP383214	SMMMS niebieski 50 g / SMMMS zielony 50 g	100 × 100	54

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FDOP383218	SMMMS niebieski 50 g / SMMMS zielony 50 g	120 × 120	54
3FDOP383226	SMMMS niebieski 50 g / SMMMS zielony 50 g	140 × 140	36
3FDOP385206	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	60 × 60	126
3FDOP385208	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	75 × 75	66
3FDOP385212	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	90 × 90	54
3FDOP385214	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	100 × 100	54
3FDOP385218	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	120 × 120	36
3FDOP385226	SMMMS niebieski 60 g / SMMMS zielony 60 g	140 × 140	36

SSMMS niebieski 55 g /
Włóknina zielona 67 g

SMMS jasny niebieski 47 g /
Włóknina zielona 57 g

Opakowanie podwójne SMS/włóknina

Innowacyjne opakowanie sterylizacyjne – EN ISO 11607

Innowacyjne opakowanie podwójne stericlin® spełnia wymagania norm EN ISO 11607 oraz EN 868-2 i jest połączeniem dwóch różnych opakowań: niebieski arkusz włókniny polipropylenowej (SMS) z włókien syntetycznych oraz zielony arkusz włókniny wykonanej z celulozy i włókien syntetycznych, które są trwale połączone po obu stronach. Odpowiednie zalety każdej włókniny zostały doskonale wykorzystane.

Bardzo duża wytrzymałość niebieskiej włókniny SMS jest połączona z właściwościami mieszanki włókien zielonej włókniny, która wspomaga odprowadzenie wilgoci po sterylizacji. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FDOP372208	SMMS jasny niebieski 47 g / Włóknina zielona 57 g	75 x 75	120
3FDOP372212	SMMS jasny niebieski 47 g / Włóknina zielona 57 g	90 x 90	100
3FDOP372214	SMMS jasny niebieski 47 g / Włóknina zielona 57 g	100 x 100	100
3FDOP372218	SMMS jasny niebieski 47 g / Włóknina zielona 57 g	120 x 120	72
3FDOP372226	SMMS jasny niebieski 47 g / Włóknina zielona 57 g	140 x 140	52
3FDOP373208	SSMMS niebieski 55 g / Włóknina zielona 67 g	75 x 75	100
3FDOP373212	SSMMS niebieski 55 g / Włóknina zielona 67 g	90 x 90	100
3FDOP373214	SSMMS niebieski 55 g / Włóknina zielona 67 g	100 x 100	80
3FDOP373218	SSMMS niebieski 55 g / Włóknina zielona 67 g	120 x 120	60
3FDOP373226	SSMMS niebieski 55 g / Włóknina zielona 67 g	140 x 140	40

Opakowanie interleaved SMS/SMS

Włóknina polipropylenowa (SMS) w dwóch kolorach – EN ISO 11607

Opakowanie interleaved stericlin® wykonane z włókniny polipropylenowej (SMS) to wyjątkowo odporne na rozdarcie i przebicie oraz dobrze układające się i ułatwiające pakowanie opakowanie.

Jest odpowiednie do sterylizacji parą wodną i niskotemperaturową parą wodną. Jakość włókniny i kompatybilność ze sterylizatorami na nadtlenek wodoru VH₂O₂, została potwierdzona przez czołowych producentów tych urządzeń m.in. ASP (systemy STERRAD®).

Opakowanie interleaved stericlin® składa się z fabrycznie naprzemiennie złożonych arkuszy zielonej i niebieskiej włókniny polipropylenowej. Dzięki temu nie jest konieczne łączenie arkuszy z dwóch różnych pudełek. Przygotowanie procedury pakowania w podwójną warstwę jest znacznie uproszczone. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FITL381106	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	60 × 60	360
3FITL381108	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	75 × 75	180
3FITL381114	SMMMS niebieski 43g / SMMMS zielony 43 g	100 × 100	150
3FITL381118	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	120 × 120	102
3FITL381126	SMMMS niebieski 43 g / SMMMS zielony 43 g	140 × 140	102



SMMS niebieski 60 g /
Włóknina zielona 67 g

SSMMS jasny niebieski 43 g /
Włóknina zielona 57 g

Opakowanie interleaved SMS/włóknina

Dwa rodzaje włókien łączy wiele zalet – EN ISO 11607

Innowacyjne opakowanie interleaved stericlin® spełnia wymagania norm EN ISO 11607 oraz EN 868-2 i jest połączeniem dwóch różnych opakowań: niebieski arkusz włókniny polipropylenowej (SMS) z włókien syntetycznych oraz zielony arkusz włókniny wykonanej z celulozy i włókien syntetycznych, które są naprzemiennie pakowane. Odpowiednie zalety każdej włókniny zostały doskonale wykorzystane.

Bardzo duża wytrzymałość niebieskiej włókniny SMS jest połączona z właściwościami mieszanki włókien zielonej włókniny, która wspomaga odprowadzenie wilgoci po sterylizacji. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FITL370108	SSMMS jasny niebieski 43 g / Włóknina zielona 57 g	75 × 75	200
3FITL370114	SSMMS jasny niebieski 43 g / Włóknina zielona 57 g	100 × 100	200
3FITL370118	SSMMS jasny niebieski 43 g / Włóknina zielona 57 g	120 × 120	120
3FITL370126	SSMMS jasny niebieski 43 g / Włóknina zielona 57 g	140 × 140	120
3FITL375108	SMMS niebieski 60 g / Włóknina zielona 67 g	75 × 75	200
3FITL375114	SMMS niebieski 60 g / Włóknina zielona 67 g	100 × 100	160
3FITL375118	SMMS niebieski 60 g / Włóknina zielona 67 g	120 × 120	120
3FITL375126	SMMS niebieski 60 g / Włóknina zielona 67 g	140 × 140	80

Opakowanie interleaved włóknina/włóknina

Włóknina w dwóch kolorach – EN ISO 11607

Włóknina 52 g stericlin® charakteryzuje się miękkością, co ułatwia pakowanie oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Spełnia wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2 oraz służy jako opakowanie tac i ciężkich pakietów. Jest zbudowana z mieszanki włókien celulozy i włókien syntetycznych, które wspomagają odprowadzenie wilgoci pozostałej po sterylizacji.

Opakowania naprzemiennie pakowane stericlin® oferują wiele zalet. Nie jest konieczne łączenie arkuszy z dwóch różnych pudełek. Zastosowanie dwóch kolorów dla każdego z arkuszy pozwala szybko zauważyć wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania i odróżnić opakowanie zewnętrzne od wewnętrznego.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

	Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.	
	3FITL340108	Włóknina niebieska 52 g / Włóknina zielona 52 g	75 x 75	204	
	3FITL340112	Włóknina niebieska 52 g / Włóknina zielona 52 g	90 x 90	204	
	3FITL340114	Włóknina niebieska 52 g / Włóknina zielona 52 g	100 x 100	204	
	3FITL340118	Włóknina niebieska 52 g / Włóknina zielona 52 g	120 x 120	126	
	3FITL340120	Włóknina niebieska 52 g / Włóknina zielona 52 g	120 x 140	102	

Włóknina SMS 6 PLUS

Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie w połączeniu z chłonnością papieru

Włóknina SMS 6 PLUS, wykonana z polipropylenu (SMS), to wyjątkowo odporne na rozdarcie i trwałe opakowanie, które idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów opakowań. Włóknina, składa się z kilku warstw wysokiej jakości włókien typu spunbond (S) i włókien typu meltblown (M), co zapewnia elastyczność i łatwość pakowania w połączeniu z doskonałą ochroną przed mikroorganizmami.

W zależności od wymagań pojedynczy arkusz SMS 6 PLUS może być stosowany jako ekonomiczne opakowanie wewnętrzne lub zewnętrzne. Materiał jest szczególnie chłonny, skutecznie pochłania i odprowadza wilgoć, co wspomaga odprowadzenie pozostałej wilgoci po sterylizacji.

Pojedynczy arkusz SMS 6 PLUS spełnia wymagania norm ISO 11607 i EN 868-2, co czyni go niezawodnym wyborem do codziennego użytku.

Włóknina SMS 6 PLUS może być stosowana do sterylizacji parą wodną i gazowej.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FSMS390106	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	60 x 60	400
3FSMS390108	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	75 x 75	400
3FSMS390112	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	90 x 90	250
3FSMS390114	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	100 x 100	200
3FSMS390116	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	100 x 140	150
3FSMS390118	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	120 x 120	150
3FSMS390120	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	120 x 140	100
3FSMS390126	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	140 x 140	100
3FSMS390124	SMS 6 PLUS, zielony, SSMMS 55 g	130 x 150	120

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FSMS392106	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	60 x 60	360
3FSMS392108	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	75 x 75	360
3FSMS392112	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	90 x 90	230
3FSMS392114	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	100 x 100	200
3FSMS392116	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	100 x 140	150
3FSMS392118	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	120 x 120	150
3FSMS392120	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	120 x 140	92
3FSMS392126	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	140 x 140	100
3FSMS392124	SMS 6 PLUS, fioletowy, SSMMS 60 g	130 x 150	120

SMMS niebieski 60 g

SSMMS niebieski / fioletowy 43 g

SMMS niebieski 37 g

Włóknina polipropylenowa (SMS)

Odpowiednia gramatura do każdego zastosowania – EN ISO 11607

Włóknina stericlin® wykonana z włókniny polipropylenowej (SMS) to wyjątkowo odporne na rozdarcie i przebicie oraz dobrze układające się oraz ułatwiające pakowanie opakowanie. Im większa gramatura włókniny, tym dłuższe składowanie materiału w stanie sterylnym. Wszystkie opakowania stericlin® wykonane z włókniny polipropylenowej (SMS) spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2.

Włóknina polipropylenowa składa się z kilku warstw włókien typu spunbond (S) i włókien typu meltblown (M). Warstwy typu spunbond zapewniają wyjątkową elastyczność i łatwość pakowania, natomiast warstwy typu meltblown zapewniają doskonałą ochronę przed mikroorganizmami.

Do pakowania w podwójną warstwę, można zastosować włókninę SMS, włókninę lub papier krepowany – niezależnie od koloru i wymiarów. Metody pakowania są opisane w normie DIN 58953, część 7.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FSMMS355106	SMMS niebieski 37 g	60 × 60	480
3FSMMS355108	SMMS niebieski 37 g	75 × 75	200
3FSMMS355112	SMMS niebieski 37 g	90 × 90	200
3FSMMS355114	SMMS niebieski 37 g	100 × 100	200
3FSMMS355118	SMMS niebieski 37 g	120 × 120	120
3FSMMS355120	SMMS niebieski 37 g	120 × 140	120
3FSMMS355126	SMMS niebieski 37 g	140 × 140	120
3FSMMS355127	SMMS niebieski 37 g	140 × 190	80
3FSMMS365114	SMMS niebieski 60 g	100 × 100	104
3FSMMS365118	SMMS niebieski 60 g	120 × 120	96
3FSMMS365126	SMMS niebieski 60 g	140 × 140	80

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FSMS360104	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	50 × 50	500
3FSMS360108	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	75 × 75	200
3FSMS360112	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	90 × 90	200
3FSMS360114	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	100 × 100	200
3FSMS360118	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	120 × 120	120
3FSMS360120	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	120 × 140	120
3FSMS360126	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	140 × 140	120
3FSMS360128	SSMMS niebieski / fioletowy 43 g	150 × 190	48

Włóknina niebieska 52 g

Włóknina zielona 52 g

Włóknina niebieska 59 g

Włóknina opakowaniowa

Połączenie włókien celulozy i syntetycznych – EN ISO 11607

Włóknina 52 g steriCLIN® charakteryzuje się miękkością, co ułatwia pakowanie oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Spełnia wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2 oraz służy jako opakowanie tac i ciężkich pakietów. Zbudowana jest z mieszanki włókien celulozy i syntetycznych, które wspomagają odprowadzenie pozostałej wilgoci po sterylizacji.

Do pakowania w podwójną warstwę, można zastosować włókninę SMS, włókninę lub papier krepowany – niezależnie od koloru i wymiarów. Metody pakowania są opisane w normie DIN 58953, część 7.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FVLI330104	Włóknina niebieska 52 g	50 × 50	504
3FVLI330106	Włóknina niebieska 52 g	60 × 60	504
3FVLI330108	Włóknina niebieska 52 g	75 × 75	204
3FVLI330112	Włóknina niebieska 52 g	90 × 90	204
3FVLI330114	Włóknina niebieska 52 g	100 × 100	204
3FVLI330116	Włóknina niebieska 52 g	100 × 140	102
3FVLI330118	Włóknina niebieska 52 g	120 × 120	126
3FVLI330120	Włóknina niebieska 52 g	120 × 140	126
3FVLI330124	Włóknina niebieska 52 g	130 × 150	102
3FVLI330126	Włóknina niebieska 52 g	140 × 140	102
3FVLI330128	Włóknina niebieska 52 g	150 × 190	108

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FVLI330206	Włóknina zielona 52 g	60 × 60	504
3FVLI330208	Włóknina zielona 52 g	75 × 75	204
3FVLI330212	Włóknina zielona 52 g	90 × 90	204
3FVLI330214	Włóknina zielona 52 g	100 × 100	204
3FVLI330218	Włóknina zielona 52 g	120 × 120	126
3FVLI350106	Włóknina niebieska 59 g	60 × 60	504
3FVLI350108	Włóknina niebieska 59 g	75 × 75	204
3FVLI350112	Włóknina niebieska 59 g	90 × 90	204
3FVLI350114	Włóknina niebieska 59 g	100 × 100	204
3FVLI350118	Włóknina niebieska 59 g	120 × 120	126
3FVLI350126	Włóknina niebieska 59 g	140 × 140	102

Papier opakowaniowy krepowany

Wykonany w 100% z papieru medycznego z włókien celulozy – EN ISO 11607

Papier opakowaniowy krepowany stericlin® to najbardziej ekonomiczne opakowanie sterylizacyjne, produkowane w 100% z papieru medycznego z włókien celulozy. Służy przede wszystkim do użytku jako opakowanie małych i średnich tac i/lub pakietów. Papier krepowany spełnia wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2.

Do pakowania w podwójną warstwę, można zastosować włókninę SMS, włókninę lub papier krepowany – niezależnie od koloru i wymiarów. Metody pakowania są opisane w normie DIN 58953, część 7.

Zaleca się pakowanie w dwie warstwy oddzielnie, jedna po drugiej. Tylko ten sposób pakowania jest skuteczny i czyni opakowanie bardziej bezpiecznym, umożliwia redukcję liczby mikroorganizmów podczas dwuetapowego procesu rozpakowywania, zapewniając sterylność wyrobów.

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FPAP310102	Krepowany biały	40 x 40	1440
3FPAP310104	Krepowany biały	50 x 50	750
3FPAP310106	Krepowany biały	60 x 60	702
3FPAP310108	Krepowany biały	75 x 75	348
3FPAP310112	Krepowany biały	90 x 90	252
3FPAP310114	Krepowany biały	100 x 100	252
3FPAP310118	Krepowany biały	120 x 120	126

Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
3FPAP310202	Krepowany zielony	40 x 40	1440
3FPAP310204	Krepowany zielony	50 x 50	702
3FPAP310206	Krepowany zielony	60 x 60	702
3FPAP310208	Krepowany zielony	75 x 75	348
3FPAP310212	Krepowany zielony	90 x 90	252
3FPAP310214	Krepowany zielony	100 x 100	252
3FPAP310218	Krepowany zielony	120 x 120	126



Akcesoria dla sterylizatorni



Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji

Niezwykle ważne jest zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego i kompletnego procesu ponownej obróbki wyrobów medycznych oraz walidacja i dokumentowanie jego etapów. Ewentualne błędy lub awarie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Akcesoria dla sterylizatorni stericlin® to szeroka oferta wyrobów najwyższej jakości od jednego dostawcy.

- Taśmy samoprzylepne i podajniki
- Akcesoria do tac sterylizacyjnych
- Akcesoria do pojemników sterylizacyjnych
- Ochraniacze i osłonki na narzędzia
- Opaski silikonowe
- Sprawdzian zgrzewania
- Torebki ochronne
- Chusteczki higieniczne
- Worki na odpady

Zmiana wskaźnika po sterylizacji (kolory mogą różnić się). Zdjęcia pasków taśm przedstawiają rzeczywisty rozmiar.



3FKLB410710

3FKLB410712

3FKLB410304

3FKLB410308

3FKLB410410

3FKLB410112

3FKLB410412



3FKLB410702

3FKLB410402



3FKLB410704



3FKLB410706

Stericlin® taśmy samoprzylepne


Z lub bez wskaźnika procesu sterylizacji

Taśmy samoprzylepne stericlin® służą do bezpiecznego i odpornego na sterylizację zamykania opakowań sterylizacyjnych, takich jak papier krepowany, włóknina czy włóknina SMS. Zapewniają wizualną kontrolę, czy przeprowadzono proces sterylizacji.

Nr kat.	Opis	Szer./dł.	Opak.
3FKLB410710*	Papierowa, beżowa, ze wskaźnikiem STEAM	19 mm, 50 m	48 rolek
3FKLB410712* / 3FKLB410304	Papierowa, beżowa, ze wskaźnikiem STEAM	25 mm, 50 m	36 rolek
3FKLB410308	Papierowa, beżowa, ze wskaźnikiem EO	19 mm, 50 m	48 rolek
3FKLB410410	Foliowa, biała, ze wskaźnikiem VH2O2	25 mm, 25 m	12 rolek


*silna przyczepność

Nr kat.	Opis	Szer./dł.	Opak.
3FKLB410412	Papierowa, biała ze wskaźnikiem na gorące powietrze	19 mm, 50 m	48 rolek
3FKLB410702* / 3FKLB410402	Papierowa, beżowa, bez wskaźnika	19 mm, 50 m	48 rolek
3FKLB410704	Papierowa, beżowa bez wskaźnika	25 mm, 50 m	36 rolek
3FKLB410706	Papierowa, beżowa bez wskaźnika	50 mm, 50 m	24 rolek



3FSZB410304

3FSZB410302



3FSZB410312




3FSZB670220

Podajniki taśm

Akcesoria do taśm samoprzylepnych stericlin[®]

Podajniki taśm są kompatybilne ze wszystkimi taśmami samoprzylepnymi stericlin[®]. Ułatwiają i przyspieszają proces pakowania.


Nr kat.	Opis	Opak. szt.	
3FSZB410302	Podajnik taśmy, kolor: niebieski (metalowy)	1	
3FSZB410303	Zapassowe ostrza do 3FSZB410302	10	
3FSZB410304	Podajnik na 2 rolki taśmy, kolor: niebieski (metalowy)	1	
3FSZB410305	Zapassowe ostrza do 3FSZB410304	10	
3FSZB410312	Podajnik na 3 rolki taśmy, kolor: niebieski/zielony (metalowy)	1	
3FSZB670220	Podajnik etykiet, metalowy, wytrzymały, możliwość założenia paru rolek (max. szer. całkowita 216 mm), do etykiet o śr. wewn. rolki do 77 mm, wymiary: 230 x 220 x 130 mm (dł. x szer. x wys.), podstawa: metalowa z przyssawkami i nóżkami z możliwością regulacji wysokości	1	



Stericlin® znaczniki do tac sterylizacyjnych

Proste oznaczanie tac sterylizacyjnych

Znaczniki służą do szybkiego oznaczania i kodowania kolorami tac sterylizacyjnych. Wykonane są z odpornego tworzywa sztucznego, dlatego można ich używać podczas całego procesu ponownej obróbki. Mogą być oznaczane markerem wodoodpornym lub etykietą. Znaczniki ułatwiają komunikację między działami szpitala.



Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Nadruk	Opak. szt.
3FTSZ430152	236 x 50	biały	bez	1000
3FTSZ430154	236 x 50	pomarańczowy	bez	1000
3FTSZ430156	236 x 50	niebieski	bez	1000
3FTSZ430158	236 x 50	zielony	bez	1000
3FTSZ430160	236 x 50	żółty	bez	1000
3FTSZ430162	236 x 50	czerwony	bez	1000
3FTSZ430250	236 x 50	fioletowy	dwustronny	250
3FTSZ430304	210 x 110	biały	bez	1000
3FTSZ430305	210 x 110	biały	bez	1000
wzmocniony materiał				

Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Nadruk	Opak. szt.
3FTSZ430172	160 x 35	biały	bez	1000
3FTSZ430174	160 x 35	pomarańczowy	bez	1000
3FTSZ430176	160 x 35	niebieski	bez	1000
3FTSZ430178	160 x 35	zielony	bez	1000
3FTSZ430180	160 x 35	żółty	bez	1000
3FTSZ430182	160 x 35	czerwony	bez	1000
3FTSZ430302	100 x 110	biały	bez	250



Stericlin® korki silikonowe

Do mocowania tabliczek i ochraniaczy na naroża tac

Korki silikonowe stericlin® służą do mocowania tabliczek oraz ochraniaczy na naroża tac. Korki są łatwe w obsłudze oraz zapewniają dobry przepływ środków chemicznych.

Różne kolory korków umożliwiają kodowanie kolorami.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FEDS843302	Do tac siatkowych, kolor: niebieski, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (trzonek) / 16 mm (główka)	100
3FEDS843304	Do tac siatkowych, kolor: żółty, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (trzonek) / 16 mm (główka)	100
3FEDS843308	Do tac siatkowych, kolor: przezroczysty, długość: 22 mm, średnica: 3 mm (trzonek) / 16 mm (główka)	100
3FEDS843320	Do tac z blachy perforowanej, kolor: jasny niebieski, długość: 13 mm, średnica: 2 mm (trzonek) / 12 mm (główka)	100



3FTSZ422202



3FTSZ422105


Stericlin® ochroniacze na naroża tac

Niezawodna ochrona elastycznych opakowań

Ochroniacze na naroża tac stericlin® zapobiegają uszkodzeniom systemu bariery sterylnej, które mogą być spowodowane np. ostrymi krawędziami lub nóżkami ciężkich tac. Ochroniacze chronią materiał opakowaniowy podczas sterylizacji, transportu i przechowywania.

Silikonowe ochroniacze na naroża można mocować do tac za pomocą silikonowych korków (strona 72) lub opasek (strona 90).

	Nr kat.	Opis	Wymiary cm	Opak. szt.
	3FTSZ422105	Ochroniacze na naroża z papieru	10 × 10 × 5	1200
	3FTSZ422202	Ochroniacze na naroża stericlin® z silikonu, odporne na temperaturę do 200°C, kolor: zielony, do trwałego mocowania do tac siatkowych lub z blachy perforowanej za pomocą silikonowych korków lub opasek	7,5 × 7,5 × 3	4




Stericlin® wkładki ochronne i wchłaniające wilgoć

Niezawodna ochrona elastycznych opakowań

Wkładki ochronne do tac stericlin® są wykonane z wytrzymałego, pochłaniającego wilgoć papieru oraz chronią system bariery sterylnej podczas sterylizacji, transportu i przechowywania. Wkładki wspomagają także proces suszenia.

	Nr kat.	Wymiary cm	Opak. szt.	
	3FTSZ420102	25 × 25*, wymiary zewnętrzne 35 × 35	500	
	3FTSZ420104	48 × 25*, wymiary zewnętrzne 58 × 35	500	
	3FTSZ420110	58 × 35	708	

*Wymiary 25 × 25 cm i 48 × 25 cm są dostarczane w wersji „wstępnie uformowanej” – z przyciętymi krawędziami i zagłębieniem (5 cm na bok).



Stericlin[®] wkładki wchłaniające wilgoć


Zapobieganie mokrym wsadom

Wkładki wchłaniające wilgoć stericlin[®] są wykonane z włókniny lub polipropylenu ze specjalną powłoką, która pochłania skropliny powstające w pojemniku lub tacy sterylizacyjnej podczas procesu sterylizacji oraz równomiernie je rozprowadzają, tak aby łatwiej odparowały podczas procesu suszenia.

Uwaga: Wkładki nie pełnią funkcji systemu bariery sterylnej.

Nr kat.	Wymiary cm	Materiał	Opis	Opak. szt.
3FCZB440108	25 x 30	Włóknina	Niebieska, 71,5 g/m ²	1000
3FCZB440110	30 x 50	Włóknina	Niebieska, 71,5 g/m ²	1000
3FCZB440112	25 x 30	Polipropylen	Biała, 40 g/m ²	1000
3FCZB440114	30 x 50	Polipropylen	Biała, 40 g/m ²	1000
3FCZB440716	13 x 28	Polipropylen	Biała, 60 g/m ²	800
3FCZB440702	25 x 32	Polipropylen	Biała, 60 g/m ²	1200
3FCZB440708	32 x 50	Polipropylen	Biała, 60 g/m ²	800

Multi



Duo



Stericlin® Plomby Solo, Duo i Multi


Zabezpieczenie przed przypadkowym naruszeniem integralności bariery sterylnej

Plomby stericlin® są wykonane z polipropylenu odpornego na warunki sterylizacji oraz są dostępne w różnych kolorach, co ułatwia kodowanie kolorami według działów. Plomby można używać do większości pojemników sterylizacyjnych:


- plomby Solo stericlin® – do pojemników Aesculap
- plomby Duo stericlin® – do pojemników Wagner
- plomby Multi stericlin® – do różnych innych pojemników.

Specjalna konstrukcja wszystkich plomb stericlin® ułatwia mocowanie ich do pojemników sterylizacyjnych. Każda próba otwarcia pojemnika powoduje zniszczenie plomby. Dzięki temu można mieć pewność, że pojemnik na wyroby sterylne nie był otwierany aż do momentu użycia. Plomby stericlin® mają zaznaczone miejsce otwarcia, dlatego można je złamać bez żadnego wysiłku.

Solo



Bez wskaźnika					Ze wskaźnikiem				
Nr kat.	Opis	Pojemnik	Kolor	Opak. szt.	Nr kat.	Opis	Pojemnik	Kolor	Opak. szt.
3FCZB460302	Multi	Diverse	ciemny niebieski	1000	3FCZB460310	Multi	Diverse	ciemny niebieski	1000
3FCZB460303	Multi	Diverse	żółty	1000	3FCZB460313	Multi	Diverse	żółty	1000
3FCZB460304	Multi	Diverse	czerwony	1000	3FCZB460312	Multi	Diverse	czerwony	1000
3FCZB460306	Multi	Diverse	zielony	1000	3FCZB460314	Multi	Diverse	zielony	1000
3FCZB460308	Multi	Diverse	biały	1000	3FCZB460316	Multi	Diverse	biały	1000
3FCZB460452	Duo	Aesculap / Wagner	czerwony	1000	3FCZB460460	Duo	Aesculap / Wagner	czerwony	1000
3FCZB460454	Duo	Aesculap / Wagner	ciemny niebieski	1000	3FCZB460462	Duo	Aesculap / Wagner	ciemny niebieski	1000
3FCZB460456	Duo	Aesculap / Wagner	zielony	1000	3FCZB460464	Duo	Aesculap / Wagner	zielony	1000
3FCZB460458	Duo	Aesculap / Wagner	żółty	1000	3FCZB460466	Duo	Aesculap / Wagner	żółty	1000
3FCZB460402	Solo	Aesculap	ciemny niebieski	1000	3FCZB460418	Solo	Aesculap	ciemny niebieski	1000
3FCZB460404	Solo	Aesculap	zielony	1000	3FCZB460420	Solo	Aesculap	zielony	1000
3FCZB460406	Solo	Aesculap	biały	1000	3FCZB460422	Solo	Aesculap	biały	1000
3FCZB460408	Solo	Aesculap	czerwony	1000	3FCZB460424	Solo	Aesculap	czerwony	1000
3FCZB460410	Solo	Aesculap	żółty	1000	3FCZB460426	Solo	Aesculap	żółty	1000
3FCZB460412	Solo	Aesculap	pomarańczowy	1000	3FCZB460428	Solo	Aesculap	pomarańczowy	1000
3FCZB460414	Solo	Aesculap	fioletowy	1000	3FCZB460430	Solo	Aesculap	fioletowy	1000
3FCZB460416	Solo	Aesculap	jasny niebieski	1000	3FCZB460432	Solo	Aesculap	jasny niebieski	1000



3FCZB460484



3FCZB460482



3FSZB861302



3FSZB861304


Plomby z tworzywa sztucznego

Oznaczanie i przekazywanie informacji

Jednorazowe plomby z tworzywa sztucznego służą do zabezpieczenia pojemników sterylizacyjnych KLS Martin microStop® i MiniSet przed przypadkowym naruszeniem ich integralności.

Plomby służą również do oznaczania i zabezpieczania szerokiej gamy wyrobów transportowych, takich jak pojemniki, wózki czy wózki transportowe, w czasie transportu oraz przechowywania. Numeracja plomb zapewnia identyfikację i kompletną dokumentację. Plombę można otworzyć bez użycia narzędzi.

Nr kat.	Opis	Pojemniki	Kolor	Wskaźnik	Opak. szt.
3FCZB460482	Plomba KLS Martin miniset	MiniSet	czerwony	STEAM	1000
3FCZB460484	Plomba KLS Martin multi	microStop®	czerwony	STEAM	500
3FCZB460486	Plomba KLS Martin multi	microStop®	czerwony	brak	500
3FSZB861302	Plomba stericlin® z polipropylenu, długość: 230 mm, zaznaczone miejsce otwarcia, numerowane	różne	czerwony	brak	100
3FSZB861304	Plomba stericlin® z polipropylenu, długość: 230 mm, zaznaczone miejsce otwarcia, numerowane	różne	zielony	brak	100



Plomby papierowe

Zabezpieczenie przed przypadkowym naruszeniem integralności bariery sterylnej

Plomby można używać do większości pojemników sterylizacyjnych. Każda próba otwarcia pojemnika powoduje zniszczenie plomby.

Nr kat.	Opis	Wymiary szerokość x wysokość	Opak. szt.
3FCZB460102	Ze wskaźnikiem STEAM, bez pola dokumentacji	80 x 40 mm (złożona: 40 x 40 mm), pasek: 2,5 x 70 mm	500
3FCZB460110	Ze wskaźnikiem STEAM, z polem dokumentacji	125 x 45 mm (złożona: 62,5 x 45 mm), pasek: 2,5 x 70 mm	500
3FCZB460112	Ze wskaźnikiem STEAM, samoprzylepna	74 x 35 mm	1000



3FEDS843202



3FEDS843204



3FEDS843206



3FEDS843208



3FEDS843210

Tabliczki identyfikacyjne

Oznaczanie i przekazywanie informacji

Tabliczki identyfikacyjne są wykonane z aluminium i mogą być stosowane m.in. w gniazdach różnych typów pojemników. Przekazują informacje za pomocą kodowania kolorami.

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.	
3FEDS843202	Aluminium	50 × 18	niebieski	25	
3FEDS843204	Aluminium	50 × 18	zielony	25	
3FEDS843206	Aluminium	50 × 18	czerwony	25	
3FEDS843208	Aluminium	50 × 18	żółty	25	
3FEDS843210	Aluminium	50 × 18	–	25	



3FCZB450102



3FCZB450106



3FCZB450104




3FCZB450108

Stericlin® Etykiety do pojemników

Wiele rodzajów – do wszystkich standardowych pojemników sterylizacyjnych

Etykiety do pojemników steriCLIN® są samoprzylepne oraz zawierają pole dokumentacji ze wszystkimi ważnymi informacjami. Są gwarancją kontroli obiegu każdego pojemnika.

	Nr kat.	Pojemnik	Wymiary szerokość x wysokość	Opak. szt.
	3FCZB450102	Aesculap	75 x 35 mm	1000
	3FCZB450104	Aesculap	67 x 39 mm	1000
	3FCZB450106	Aesculap	60 x 18 mm	1000
	3FCZB450108	Wagner	59 x 40 mm	1000



3FSKS675222

Akcesoria dla małych pojemników

Wygodny system identyfikacji


Akcesoria stericlin® ułatwiają identyfikację małych i bardzo małych pojemników sterylizacyjnych np. stomatologicznych. Etykieta foliowa na rolce jest bardzo łatwa do usunięcia i służy jako podkład dla innych etykiet. Za jej pomocą można używać różnych etykiet samoprzylepnych z gwarancją łatwego usunięcia etykiety bez pozostałości kleju.

Klips ze stali kwasoodpornej, wsuwany do istniejącego gniazda w pojemniku, to rozwiązanie wielokrotnego użytku, umożliwiające bezpieczne przymocowanie etykiet lub tabliczek identyfikacyjnych, nawet podczas sterylizacji w parze wodnej.



3FEDS843105
Wsuwany klips

Nr kat.	Wymiary mm	Opis	Opak. szt.
3FSKS675222	80 × 40	Etykieta foliowa na rolce, bardzo łatwa do usunięcia, podkład dla innych etykiet, średnica rdzenia: 76 mm, szerokość rolki: 83 mm	500
3FEDS843105	50 × 18	Wsuwany klips ze stali kwasoodpornej na etykiety lub tabliczki identyfikacyjne, do gniazda małych/bardzo małych pojemników	25



Stericlin® filtry papierowe

Niezawodna bariera mikrobiologiczna

Filtry do pojemników stericlin® tworzą niezawodną barierę mikrobiologiczną. Papierowe filtry spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2. Filtry są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, zapewniają wysoką wydajność oraz powtarzalną jakość.

	Nr kat.	Pojemnik	Opis	Opak. szt.	
	3FCZB470102	Aesculap	Prostokątne, wykonane z papieru, z nadrukiem + wskaźnikiem STEAM, wymiary: 230 x 230 mm, skośne krawędzie	500	
	3FCZB470104	Aesculap	Prostokątne, wykonane z papieru, z nadrukiem + wskaźnikiem STEAM, wymiary: 171 x 232 mm, skośne krawędzie	1000	
	3FCZB470106	Aesculap	Prostokątne, wykonane z papieru, z nadrukiem + wskaźnikiem STEAM, wymiary: 118 x 235 mm, skośne krawędzie	1000	



3FSZB730102



3FSZB730104



3FSZB730120

Stericlin® ochraniacze na narzędzia

Ochrona narzędzi przed uszkodzeniem

Ochraniacze InstruProtector stericlin® mają za zadanie chronić małe i delikatne narzędzia podczas sterylizacji oraz zapobiegać ich przemieszczaniu się. Ponadto ochraniacze InstruProtector zapobiegają uszkodzeniom systemu bariery sterylnej (np. opakowań papierowo-foliowych).

Kleszcze, rękojeści noży, sondy – ochraniacze z przegródkami na narzędzia stericlin® pomagają uporządkować i optymalnie chronić wszystkie drobne elementy przeznaczone do sterylizacji na tacy lub w opakowaniu papierowo-foliowym. Ochraniacz, wypełniony narzędziami, można złożyć lub zwinąć i wysterylizować.

Uwaga: ochraniacze z przegródkami na narzędzia nie pełnią funkcji systemu bariery sterylnej.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FSZB730102	Ochraniacz InstruProtector, wymiary: 51 × 127 mm	250
3FSZB730104	Ochraniacz InstruProtector, wymiary: 90 × 168 mm	100
3FSZB730120	Ochraniacz z przegródkami, ze wskaźnikiem STEAM, wymiary: 520 × 210 mm	250



Stericlin® osłonki zabezpieczające końcówki narzędzi

Ochrona przed uszkodzeniem ostrzy i krawędzi

Osłonki zabezpieczające końcówki narzędzi Highline stericlin® są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Łatwe w użyciu osłonki chronią końcówki i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniami podczas sterylizacji i transportu. Dodatkowo chronią opakowania sterylizacyjne przed przebicciem (np. opakowania papierowo-foliowe) oraz personel przed skałeczeniem.

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta stericlin® zrezygnował z produkcji osłonek z otworami, gdyż według aktualnej technologii nie da się ich wyprodukować całkowicie bez pozostałości produkcyjnych po wykrawaniu. Szczególnie w przypadku stosowania narzędzi o ostrych krawędziach nie można wykluczyć, że cząsteczki zanieczyszczeń po wykrawaniu, przedostaną się przez otwory w osłonce. Obecnie penetracja czynnika sterylizującego wokół narzędzi jest zapewniona dzięki wewnętrznym wypustkom. Zapobiegają one całkowitemu przyleganiu osłonek do narzędzi, a co za tym idzie, umożliwiają skuteczną sterylizację.

Wszystkie osłonki są odporne na warunki sterylizacji parą wodną.



3FSZB730450



3FSZB730446



3FSZB730448



3FSZB730441



3FSZB730443



3FSZB730445

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.
3FSZB730456	Okrągła	1,6 × 19	biały	100
3FSZB730420	Okrągła	1,6 × 19	bezbarny	100
3FSZB730458	Okrągła	2 × 19	niebieski	100
3FSZB730422	Okrągła	2 × 19	bezbarny	100
3FSZB730460	Okrągła	2,8 × 19	zielony	100
3FSZB730424	Okrągła	2,8 × 19	bezbarny	100
3FSZB730462	Okrągła	3,2 × 25,4	czerwony	100
3FSZB730426	Okrągła	3,2 × 25,4	bezbarny	100
3FSZB730464	Okrągła	5 × 25	żółty	100
3FSZB730428	Okrągła	5 × 25	bezbarny	100
3FSZB730411	Okrągła	10 × 19	fioletowy	100
3FSZB730413	Okrągła	10 × 19	bezbarny	100
3FSZB730452	Płaska	6,4 × 19	bezbarny	50
3FSZB730454	Płaska	2 × 9 × 25	bezbarny	100
3FSZB730444	Płaska	2 × 9 × 25	pomarańczowy	100
3FSZB730440	Płaska	12,7 × 25	bezbarny	50
3FSZB730468	Płaska	2 × 16 × 25	brązowy	100
3FSZB730466	Płaska	2 × 16 × 25	bezbarny	100
3FSZB730450	Płaska	19 × 25,4	bezbarny	50
3FSZB730446	Płaska	3 × 25 × 25	bezbarny	100
3FSZB730448	Płaska	3 × 25 × 25	czarny	100
3FSZB730441	Płaska	32 × 32	bezbarny	50
3FSZB730443	Płaska	38 × 38	bezbarny	50
3FSZB730445	Płaska	32 × 44,5	bezbarny	50



Dlaczego osłonki końcówek narzędzi nie mają otworów? Zanieczyszczenie pozostałościami po wykrawaniu

Podczas kontroli wewnętrznych stwierdzono, że w przypadku osłonek perforowanych, które stanowią najczęstszą grupę wyrobów na rynku, w wykrojonych otworach widoczne są pozostałości produkcyjne. Dzieje się tak głównie na skutek procesu wykrawania, którego z reguły nie da się przeprowadzić całkowicie bez pozostałości. Istnieje ryzyko przedostania się drobnych cząsteczek/pozostałości na narzędzia oraz w najgorszym przypadku, przedostania się ich do wnętrza pacjenta podczas operacji lub leczenia rany.


Otwory sprawiają wrażenie, że zapewniają pozytywny wynik sterylizacji, umożliwiając penetrację pary wodnej. To tylko częściowa prawda!

Tylko właściwy dobór rozmiaru osłonki daje możliwość uzyskania wystarczającej penetracji pary wodnej wokół narzędzi. W rzeczywistości może to prowadzić do tego, że perforowane osłonki zbyt lekko przylegają do narzędzi i w związku z tym spadają w trakcie procesu.

Aby uniknąć tego ryzyka, stericlin® stworzył osłonki z wypustkami wewnętrznymi ze względu na ich zalety. Osłonka z wypustkami zmniejsza ryzyko wyboru zbyt małej osłonki, gdyż nawet przy bardzo dopasowanej osłonce, wypustki minimalizują powierzchnię styku, co pozwala na ciągłą penetrację pary wodnej wokół narzędzi. Skuteczność sterylizacji została udowodniona poprzez walidację sterylizacji przeprowadzoną przez niezależne laboratorium.



Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.	
3FSZB730470	Stożkowa	Ø: 2 – 3 / długość: 38	biały	70	
3FSZB730472	Stożkowa	Ø: 3 – 4 / długość: 38	niebieski	70	
3FSZB730474	Stożkowa	Ø: 4 – 5 / długość: 38	zielony	70	
3FSZB730476	Stożkowa	Ø: 5 – 6 / długość: 38	czerwony	70	
3FSZB730477	Stożkowa	Ø: 6 – 7 / długość: 38	żółty	70	
3FSZB730478	Stożkowa	Ø: 7 – 8 / długość: 38	fioletowy	70	
3FSZB730480	Stożkowa	Ø: 2 – 3 / długość: 51	biały	70	
3FSZB730482	Stożkowa	Ø: 3 – 4 / długość: 51	niebieski	70	
3FSZB730483	Stożkowa	Ø: 4 – 5 / długość: 51	zielony	70	
3FSZB730484	Stożkowa	Ø: 5 – 6 / długość: 51	czerwony	70	
3FSZB730485	Stożkowa	Ø: 6 – 7 / długość: 51	żółty	70	
3FSZB730487	Stożkowa	Ø: 7 – 8 / długość: 51	fioletowy	70	
3FSZB730429	Podwójna	1,6 × 19	biały	50	
3FSZB730431	Podwójna	2 × 19	niebieski	50	
3FSZB730430	Podwójna	2,8 × 19	zielony	50	
3FSZB730432	Podwójna	3,2 × 25	czerwony	50	
3FSZB730434	Podwójna	5 × 25	żółty	50	
3FSZB730435	Podwójna	2 × 9 × 25	pomarańczowy	50	
3FSZB730486	Do rozwieraczy	13 × 25	fioletowy	50	
3FSZB730488	Do rozwieraczy	13 × 25	bezbarny	50	
3FSZB730490	Do rozwieraczy	13 × 32	bezbarny	50	



Stericlin® opaski silikonowe


Wiele zastosowań: łączenie, mocowanie, znakowanie...

Opaski silikonowe stericlin® są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Ułatwiają organizację narzędzi na tacy. Dodatkowo służą do mocowania tabliczek do tac czy koszy i umożliwiają kodowanie kolorami.

Wysoka odporność silikonu zapewnia możliwość stosowania opasek we wszystkich procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji – w temperaturach do 230°C.

Opaski silikonowe stericlin® są przeznaczone do bezpiecznego łączenia szerokiej gamy narzędzi. Dzięki właściwościom silikonu, charakteryzują się wysoką odpornością na rozdarcie, a jednocześnie są bezpieczne dla łączonych elementów.

Opaski silikonowe stericlin® są dostępne w różnych kolorach, wzorach i długościach dla licznych zastosowań. Wszystkie rodzaje opasek do kabli i narzędzi posiadają ząbki blokujące na całej długości oraz dwa otwory na zapięcie. Pozwala to na bardzo wszechstronne możliwości użycia.



300mm: 3FSZB720258

500mm: 3FSZB720278

300mm: 3FSZB720260

500mm: 3FSZB720280

300mm: 3FSZB720262

500mm: 3FSZB720282

300mm: 3FSZB720264

500mm: 3FSZB720284

300mm: 3FSZB720266

Nr kat.	Opis	Wymiary długość	Opak. szt.
3FSZB720202	Płaska, niebieska	190 mm	100
3FSZB720204	Płaska, żółta	190 mm	100
3FSZB720206	Płaska, zielona	190 mm	100
3FSZB720208	Płaska, przezroczysta	190 mm	100
3FSZB720210	Płaska, pomarańczowa	190 mm	100
3FSZB720212	Płaska, czerwona	190 mm	100
3FSZB720214	Płaska, czarna	190 mm	100
3FSZB720216	Płaska, niebieska	110 mm	100
3FSZB720218	Płaska, żółta	110 mm	100
3FSZB720220	Płaska, zielona	110 mm	100
3FSZB720222	Płaska, przezroczysta	110 mm	100
3FSZB720224	Płaska, pomarańczowa	110 mm	100
3FSZB720226	Płaska, czerwona	110 mm	100
3FSZB720228	Płaska, czarna	110 mm	100
3FSZB720286	Płaska, miętowa	60 mm	100
3FSZB720288	Płaska, niebieska	60 mm	100
3FSZB720290	Płaska, żółta	60 mm	100
3FSZB720292	Płaska, zielona	60 mm	100
3FSZB720294	Płaska, czerwona	60 mm	100
3FSZB720244	Okrągła, niebieska	210 mm	100
3FSZB720246	Okrągła, żółta	210 mm	100

Nr kat.	Opis	Wymiary długość	Opak. szt.
3FSZB720248	Okrągła, zielona	210 mm	100
3FSZB720250	Okrągła, przezroczysta	210 mm	100
3FSZB720252	Okrągła, czerwona	210 mm	100
3FSZB720254	Okrągła, czarna	210 mm	100
3FSZB720256	Okrągła, fioletowa	210 mm	100
3FSZB720230	Okrągła, niebieska	110 mm	100
3FSZB720232	Okrągła, żółta	110 mm	100
3FSZB720234	Okrągła, zielona	110 mm	100
3FSZB720236	Okrągła, przezroczysta	110 mm	100
3FSZB720238	Okrągła, czerwona	110 mm	100
3FSZB720240	Okrągła, czarna	110 mm	100
3FSZB720242	Okrągła, fioletowa	110 mm	100
3FSZB720258	Płaska, zielona	300 mm	100
3FSZB720260	Płaska, niebieska	300 mm	100
3FSZB720262	Płaska, żółta	300 mm	100
3FSZB720264	Płaska, czerwona	300 mm	100
3FSZB720266	Płaska, pomarańczowa	300 mm	100
3FSZB720278	Płaska, zielona	500 mm	100
3FSZB720280	Płaska, niebieska	500 mm	100
3FSZB720282	Płaska, żółta	500 mm	100
3FSZB720284	Płaska, czerwona	500 mm	100

3FSZB830102

3FSZB830103
3FSZB830104

Stericlin® sprawdzian zgrzewania – test atramentowy

Rutynowa kontrola szczelności zgrzewu zgodnie z EN ISO 11607

Testy kontroli szczelności zgrzewu stericlin® są łatwe do wykonania i szybko wykrywają kanały oraz puste przestrzenie zgrzewu. W połączeniu z testem kontroli jakości zgrzewu zapewniają pełną i bezpieczną rutynową kontrolę procesu zgrzewania.

Specyfikacje testów można znaleźć w wytycznych DGSV dotyczących walidacji procesów pakowania zgodnie z normą EN ISO 11607-2.

Oferujemy dwie wersje testu: butelka z barwnikiem i pipetami lub barwnik w opakowaniu z folii aluminiowej. Testy nie zawierają Tritonu X.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.	
3FSZB830102	Test atramentowy, butelka (75 ml) + 20 pipet, EN ISO 11607/ASTM F1929	1	
3FSZB830103	Test atramentowy, jednorazowe opakowanie z barwnikiem, EN ISO 11607/ASTM F1929, do opakowań papierowo-foliowych	30	
3FSZB830104	Test atramentowy, jednorazowe opakowanie z barwnikiem, EN ISO 11607, do opakowań DuPont™ Tyvek® i włókninowych	30	



Stericlin® sprawdzian zgrzewania – test kontroli jakości zgrzewu

Rutynowa kontrola poprawności działania zgrzewarek zgodnie z EN ISO 11607

Testy kontroli jakości zgrzewu stericlin® służą do rutynowej kontroli poprawności działania zgrzewarek w celu wykrycia nieprawidłowości i uszkodzeń zgrzewu. W połączeniu z testem kontroli szczelności zgrzewu zapewniają pełną oraz rutynową kontrolę procesu zgrzewania.

Specyfikacje testów można znaleźć w wytycznych DGSV dotyczących walidacji procesów zgrzewania zgodnie z normą EN ISO 11607-2.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FSZB830106	Test kontroli jakości zgrzewu, opakowania papierowo-foliowe	250
3FSZB830107	Test kontroli jakości zgrzewu, opakowania włókninowo-foliowe	125
3FSZB830108	Test kontroli jakości zgrzewu, opakowania DuPont™ Tyvek®	125



Stericlin® torebki przeciwpyłowe

Ochrona sterylnych wyrobów

Torebki przeciwpyłowe stericlin® zapewniają dodatkową ochronę systemu bariery sterylnej i sterylnych wyrobów podczas transportu i przechowywania. Wydłużają okres przechowywania sterylnych wyrobów medycznych. Posiadają samoprzylepne zamknięcie.

	Nr kat.	Wymiary cm szerokość × długość	Opak. szt.
	3FSSV510102	20 × 30	1000
	3FSSV510106	25 × 40	500
	3FSSV510108	25 × 120	500
	3FSSV510110	30 × 50	500
	3FSSV510112	42 × 70	500
	3FSSV510114	60 × 50	100
	3FSSV510116	60 × 75	100
	3FSSV510118	70 × 100	100

3FSSV512101

3FSSV512102

3FSSV512110

Stericlin® torebki ochronne do wyrobów zdezynfekowanych

Zgodnie z zaleceniem Grupy Zadaniowej ds. Jakości DGSV (90)

Torebki ochronne stericlin® zabezpieczają zdezynfekowane wyroby medyczne przed skażeniem. Po produkcji torebki są poddawane sterylizacji promieniami gamma. Torebki spełniają, a nawet wykraczają poza rekomendacje Grupy Zadaniowej ds. Jakości DGSV z 2015 r. (90).

Nr kat.	Wymiary mm szerokość × długość	Opak. szt.
3FSSV512101	197 × 170	500
3FSSV512102	197 × 300	500
3FSSV512106	247 × 390	500
3FSSV512110	297 × 500	500
3FSSV512112	413 × 460	500
3FSSV512114	623 × 550	200



3FSSV514102

3FSSV514106

Stericlin® torebki ochronne do eksplantatów

Transport i przechowywanie usuniętych implantów

Implanty są własnością pacjenta i na życzenie należy je wydać po ekstrakcji. Torebki ochronne stericlin® na eksplantaty służą do transportu i przechowywania usuniętych implantów.

	Nr kat.	Wymiary mm szerokość × długość	Opak. szt.	
	3FSSV514102	197 × 170	100	
	3FSSV514104	197 × 300	100	
	3FSSV514106	197 × 600	100	



Stericlin[®] chusteczki higieniczne

Kompatybilne z dostępnymi na rynku środkami dezynfekcyjnymi

Chusteczki higieniczne stericlin[®], wykonane w 100 % z mikrofibry, są kompatybilne z dostępnymi na rynku środkami dezynfekcyjnymi, nie pozostawiają włókien (beżpyłowe) i charakteryzują się wyjątkową skutecznością czyszczenia i wchłaniania. Chłonność wynosi 850 % przy gramaturze 60 g/m².

Chusteczki higieniczne są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FSZB790120	Chusteczki higieniczne z mikrofibry (jednorazowe) kolor: biały, wymiary: 305 x 340 mm, opak.: 8 x 40 szt.	320



3FSZB710130

Stericlin® worki na odpady

Łatwe rozwiązanie do utylizacji

Worki na odpady stericlin® można wykorzystać do utylizacji na różne sposoby. Za pomocą taśmy samoprzylepnej można przykleić je np. do worków na śmieci lub do łóżka pacjenta.

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FSZB710130	Worki na odpady z taśmą samoprzylepną z tyłu, materiał: folia (LDPE), wymiary: 22 x 25 cm	1000

Oznaczanie / dokumentacja




Identyfikacja, kontrola oraz dokumentacja systemów bariery sterylnej i wyrobów medycznych

Odpowiedzialność wobec pacjentów musi być widoczna – każda kontrola procesu sterylizacji musi spełniać to założenie oraz umożliwiać łatwą i ekonomiczną dokumentację, którą można sprawdzić w karcie pacjenta. To założenie przyświecało stericlin® przy projektowaniu wyrobów do oznaczania i dokumentacji.

- Etykiety samoprzylepne
- Etykiety informacyjne
- Markery




3FSKS675130



3FSKS675132



3FSKS675133



3FSKS675134



3FSKS675135



3FSKS675140



3FSKS675540



3FSKS675145



3FSKS675150

Stericlin® etykiety samoprzylepne, pojedyncze


Oznaczanie i dokumentacja wyrobów medycznych odporna na warunki sterylizacji

Etykiety stericlin® są stosowane w drukarkach termotransferowych. Szeroka oferta etykiet, o różnych wymiarach i wykonaniu, umożliwia wszechstronne zastosowanie. Etykiety stericlin® są dostępne ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika sterylizacji, pojedynczo lub podwójnie samoprzylepne.

Nr kat.	Wykonanie	Kierunek nawinięcia	Opis	Opak. szt.
3FSKS675130	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 55 x 31 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 58 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675132	Papier	na zewnątrz	Ze wskaźnikami STEAM i EO, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 55 x 33 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 58 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675133	Folia	na zewnątrz	Ze wskaźnikiem VH2O2, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 55 x 33 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 58 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675134	Papier	na zewnątrz	Ze wskaźnikami STEAM i FORM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 55 x 33 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 58 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675135	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 58 x 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 63 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675140	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 60 x 31 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 64 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675540	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 60 x 33 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 62 mm	10000 1000 szt./rol.



3FSKS675153




3FSKS675546




3FSKS675155 / 3FSKS675156



3FSKS675158 / 3FSKS675159




3FSKS675162



3FSKS675163 / 3FSKS675164

Nr kat.	Wykonanie	Kierunek nawinięcia	Opis	Opak. szt.
3FSKS675145	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 60 × 44 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 64 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675150	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 63 × 40 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 67 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675153	DuPont™ Tyvek®	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem VH2O2, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	2000 1000 szt./rol.
3FSKS675546	Pergamin	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675155	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675156	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675158	Papier	do wewnątrz	Bez nadruku / bez wskaźnika, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 75 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 78 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675159	Papier	do wewnątrz	Bez nadruku / bez wskaźnika, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 75 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, szer. rolki: 78 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675162	Papier	do wewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 70 × 48 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675163	Papier	na zewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 72 × 48 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, szer. rolki: 75 mm, podział poziomy (= 72 × 16 mm + 72 × 32 mm)	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675164	Papier	na zewnątrz	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, wymiary: 72 × 48 mm, śr. wewn. rolki: 72 mm, szer. rolki: 75 mm, podział poziomy (= 72 × 16 mm + 72 × 32 mm)	10000 1000 szt./rol.



3FSKS675558 / 3FSKS675165 / 3FSKS675166




3FSKS675170



3FSKS675175

Nr kat.	Wykonanie	Opis	Opak. szt.
3FSKS675558	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM , podwójnie samoprzylepna, wymiary: 102 x 56 mm, śr. wewn. rolki: 25 mm, szer. rolki: 105 mm, podział na 3 części (= 102 x 35 mm + 51 x 21 mm x 2)	8000 800 szt./rol.
3FSKS675165	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM , podwójnie samoprzylepna, wymiary: 102 x 56 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, szer. rolki: 105 mm, podział na 3 części (= 102 x 35 mm + 51 x 21 mm x 2)	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675166	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM , podwójnie samoprzylepna, wymiary: 102 x 56 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, szer. rolki: 105 mm, podział na 3 części (= 102 x 35 mm + 51 x 21 mm x 2)	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675170	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM , pojedynczo samoprzylepna, wymiary: 70 x 38,1 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 70 mm, 3 mm, bez podziału, znacznik dla drukarki na odwrocie etykiety	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675175	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM , pojedynczo samoprzylepna, wymiary: 88,5 x 36 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 110 mm, podział na 2 części	10000 1000 szt./rol.



Stericlin® etykiety samoprzylepne, kodowanie kolorami

Oznaczanie i dokumentacja wyrobów medycznych odporna na warunki sterylizacji

Etykiety stericlin® są stosowane w drukarkach termotransferowych. Etykiety są dostępne w 13 kolorach, co umożliwia kodowanie kolorami np. daty ważności na opakowaniach wyrobów medycznych, zgodnie z potrzebami Użytkownika.

Etykiety posiadają wskaźnik sterylizacji STEAM (para wodna) i są podwójnie samoprzylepne.

Nr kat.	Wykonanie	Kolor	Opis	Opak. szt.
3FSKS675305	Papier	zielony	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675306	Papier	niebieski	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675307	Papier	czerwony	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675308	Papier	żółty	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675309	Papier	brązowy	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675310	Papier	pomarańczowy	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675311	Papier	jasny zielony	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675312	Papier	fiolet	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675313	Papier	cyjan	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675314	Papier	różowy	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675315	Papier	ciemny niebieski	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675316	Papier	szary	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.
3FSKS675317	Papier	burgunt	Wymiary: 70 × 35 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	10000 1000 szt./rol.




3FSKS675210



3FSKS675215




3FSKS675217



3FSKS675220



3FSKS675224



3FSKS675230



3FSKS675232

3FSKS675234

3FSKS675236

3FSKS675238

3FSKS675240

3FSKS675242

3FSKS675244

Stericlin® etykiety samoprzylepne

Odporne na warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji, do trwałego znakowania

Etykiety stericlin® są stosowane w drukarkach termotransferowych do trwałego znakowania wyrobów medycznych. Wykonane są z folii, bez wskaźnika sterylizacji. Do nadruku są kompatybilne z folią termotransferową AXR® 8.

Nr kat.	Wykonanie	Kolor	Opis	Opak. szt.
3FSKS675210	Folia	biały	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 43 mm	1000
3FSKS675215	Folia	biały	Wymiary: 50 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 53 mm	1000
3FSKS675217	Folia	biały	Wymiary: 54 x 16 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 57 mm	1000
3FSKS675220	Folia	biały	Wymiary: 70 x 33 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 73 mm	1000
3FSKS675224	Folia	biały	Wymiary: 40 x 14 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675230	Folia	biały	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675232	Folia	czerwony	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675234	Folia	zielony	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675236	Folia	niebieski	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675238	Folia	żółty	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675240	Folia	srebrny	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675242	Folia	różowy	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000
3FSKS675244	Folia	pomarańczowy	Wymiary: 40 x 28 mm, śr. wewn. rolki: 40 mm, szer. rolki: 42 mm	1000



Stericlin® etykiety samoprzylepne bez podziału

Oznaczanie i dokumentacja wyrobów medycznych odporna na warunki sterylizacji

Etykiety samoprzylepne bez podziału stericlin® są stosowane w drukarkach termotransferowych z obcinarką, dlatego długość poszczególnych etykiet jest dostosowana do konkretnego zastosowania. Etykiety stericlin® są dostępne ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika sterylizacji, pojedynczo lub podwójnie samoprzylepne, nawinięte na rolkę na zewnątrz.

Nr kat.	Wykonanie	Opis	Opak. szt.
3FSKS675103	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, mniejsza przyczepność, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 50 mm, dł. rolki: 80 m	5 rol.
3FSKS675105	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 50 mm, dł. rolki: 80 m	5 rol.
3FSKS675106	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM, podwójnie samoprzylepna, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm, dł. rolki: 80 m	5 rol.
3FSKS675108	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM, pojedynczo samoprzylepna, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 50 mm, dł. rolki: 80 m	5 rol.
3FSKS675110	Papier	Ze wskaźnikiem STEAM i FORM, podwójnie samoprzylepna, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 50 mm, dł. rolki: 80 m	5 rol.
3FSKS675120	DuPont™ Tyvek®	Ze wskaźnikiem VH2O2 (plazma), podwójnie samoprzylepna, szer. rolki: 70 mm, śr. wewn. rolki: 50 mm, dł. rolki: 40 m	5 rol.





Leihsieb

Loaner tray

3FSZB710202

unvollständig

incomplete

3FSZB710204

gereinigt & desinfiziert

cleaned & disinfected

3FSZB710206



3FSZB710180

ENTHÄLT GEBRAUCHTES
MEDIZINPRODUKT
CONTAINS USED
MEDICAL DEVICE

3FSZB710182

ENTHÄLT AUFBEREITETES
MEDIZINPRODUKT
CONTAINS PROCESSED
MEDICAL DEVICE

3FSZB710190

ENTHÄLT DESINFIZIERTES
MEDIZINPRODUKT
CONTAINS DISINFECTED
MEDICAL DEVICE

3FSZB710192

ENTHÄLT STERILISIERTES
MEDIZINPRODUKT
CONTAINS STERILISED
MEDICAL DEVICE

3FSZB710194

ZU HÄNDEN DER AEMP-LEITUNG

FOR THE ATTENTION OF THE CSSD MANAGEMENT

3FSZB710195



3FSZB710176

GEBRAUCHTES MEDIZIN-
PRODUKT / MEDIZINISCHE
AUSRÜSTUNG
CAT. A - ADR
UN 2814

3FSZB710177



3FSZB670220

Nr kat.	Opis	Opak. szt.
3FSZB710202	Żółta, nadruk: loaner tray, wymiary 100 x 40 mm	500
3FSZB710204	Pomarańczowa, nadruk: incomplete, wymiary 100 x 40 mm	500
3FSZB710206	Jasno niebieska, nadruk: cleaned & disinfected, wymiary 100 x 40 mm	1000
3FSZB710180	Czerwona, nadruk: contaminated, z perforacją zabezpieczającą, wymiary 80 x 25 mm	500
3FSZB710182	Czerwona, nadruk: contains used medical device, z perforacją zabezpieczającą, wymiary 80 x 25 mm	500
3FSZB710190	Zielona, nadruk: contains disinfected medical device, z perforacją zabezpieczającą, wymiary 80 x 25 mm	500
3FSZB710192	Zielona, nadruk: contains processed medical device, z perforacją zabezpieczającą, wymiary 80 x 25 mm	500
3FSZB710194	Zielona, nadruk: contains sterilised medical device, z perforacją zabezpieczającą, wymiary 80 x 25 mm	500
3FSZB710195	Fioletowa, nadruk: for the attention of the CSSD management, wymiary: 100 x 100 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm	500
3FSZB710176	Zielona, nadruk: sterile medical device, wymiary: 100 x 100 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm	500
3FSZB710177	Czerwona, nadruk: used medical device / equipment, wymiary: 100 x 100 mm, śr. wewn. rolki: 76 mm	500
3FSZB670220	Podajnik etykiet, metalowy, wytrzymały, możliwość założenia paru rolek (max. szer. całkowita 216 mm), do etykiet o śr. wewn. rolki do 77 mm, wymiary: 230 x 220 x 130 mm (dł. x szer. wys.), podstawa: metalowa z przysawkami i nóżkami z możliwością regulacji wysokości	1



3FSZB710102



3FSZB710104

Stericlin® Markery

Oznaczanie wyrobów jednorazowego użytku

Markery stericlin®, odporne na warunki sterylizacji, służą do oznaczania różnych powierzchni takich jak, systemy bariery sterylnej, taśmy samoprzylepne czy etykiety. Oferujemy markery w trzech kolorach z grubością linii „F” (ok. 0,6 mm).

Uwaga: Napis na opakowaniach papierowo-foliowych należy wykonać po stronie folii i poza obszarem pakowania.

Nr kat.	Kolor	Opak. szt.	
3FSZB710102	czarny	10	
3FSZB710104	niebieski	10	
3FSZB710828	czerwony	25	

KOMPLEKSOWA OFERTA DLA CS

Mata silikonowa 1/2 – strona 121

Zapewniają bezpieczeństwo delikatnych narzędzi i akcesoriów podczas ponownej obróbki (Mata 1/1 - nr kat. 3FEDS842406).

Miski wielorazowego użytku 150 ml – strona 13

O różnych rozmiarach i kolorach, umożliwiają wszechstronne zastosowanie.

Rozwieracze – strona 28

Zapewniają mycie najtrudniejszych miejsc i skuteczne przygotowanie narzędzi do ponownej obróbki (nr kat. 3FEDS844106).

Maty silikonowe 1/2 – strona 122

Łączą w sobie ochronę przed poruszeniem się narzędzi z trwałością.
Oferujemy różne rozmiary mat odpowiednie do tac z blachy perforowanej, tac siatkowych oraz koszy.

Korki silikonowe – strona 72


Do mocowania tabliczek oraz ochroniaczy na naroża tac, różne kolory umożliwiają kodowanie kolorami.

Tabliczki identyfikacyjne – strona 116

Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, łączą w sobie elastyczność i trwałość tabliczki z tworzywa sztucznego z lepszą przyczepnością nośników informacji.

Ochroniacze na naroża tac – strona 73

Zapobiegają uszkodzeniu systemu bariery sterylnej podczas sterylizacji, transportu i przechowywania.





Logistyka wyrobów sterylnych



Bezpieczny transport i przechowywanie wyrobów medycznych

Ponad 40-letnie doświadczenie stericlin® w tworzeniu oraz produkcji wskaźników, systemów bariery sterylnej i akcesoriów do sterylizacji umożliwiło rozwój kompleksowej oferty wyrobów do transportu i przechowywania wyrobów medycznych.

- Tace siatkowe na małe narzędzia z pokrywą
- Pojemniki transportowe i akcesoria
- Tabliczki i znaczniki do tac
- Maty silikonowe



Tace siatkowe na małe narzędzia z pokrywą

Optymalizacja organizacji wyrobów medycznych

Tace na małe narzędzia służą do przygotowania różnych drobnych elementów (śruby, implanty itp.) na sali operacyjnej i stanowią podstawowe wsparcie podczas przygotowania ich do ponownej obróbki w sterylizatorni. Ułatwiają także organizację narzędzi na tacach sterylizacyjnych. Stanowią ekonomiczną alternatywę dla porównywalnych wyrobów dostępnych na rynku i zostały zaprojektowane z myślą o wydajności i jakości. Szeroki zakres wymiarów zapewnia wiele zastosowań.

W standardowym wykonaniu tace mają małe oczka (1,6 x 1,6 mm) lub bardzo małe oczka (0,5 x 0,5 mm) do zastosowań specjalnych, takich jak przygotowanie drutów Kirschnera, sond i innych małych narzędzi.

Nr kat.	Oczka	Wymiary mm dł. x szer. x wys.	Wymiary oczek mm
3FEDS842102	małe	40 x 40 x 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842104	małe	40 x 40 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842106	małe	70 x 70 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842108	małe	80 x 40 x 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842110	małe	80 x 40 x 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842112	małe	80 x 80 x 34	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842114	małe	80 x 80 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842116	małe	80 x 80 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842118	małe	90 x 90 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842120	małe	100 x 100 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842122	małe	105 x 70 x 25	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842124	małe	150 x 50 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842126	małe	190 x 85 x 100	1,6 x 1,6 x 0,7

Nr kat.	Oczka	Wymiary mm dł. x szer. x wys.	Wymiary oczek mm
3FEDS842128	małe	200 x 100 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842130	małe	220 x 140 x 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842132	małe	235 x 155 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842134	małe	240 x 90 x 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842136	małe	240 x 120 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842138	małe	275 x 175 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842140	małe	275 x 200 x 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842152	b. małe	80 x 40 x 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842154	b. małe	80 x 80 x 34	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842156	b. małe	100 x 100 x 50	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842158	b. małe	180 x 130 x 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842160	b. małe	230 x 100 x 60	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842162	b. małe	240 x 120 x 60	0,5 x 0,5 x 0,3



Stericlin® Jednorazowe opakowania transportowe

Szczelne opakowania jednorazowego użytku – do transportu z sali operacyjnej do CS

Jednorazowe opakowania transportowe stericlin® to idealne rozwiązanie zapewniające większą higienę i bezpieczeństwo podczas transportu zanieczyszczonych narzędzi z sali operacyjnej do sterylizatorni w celu ponownej obróbki.

Jednorazowe opakowania transportowe to ekonomiczna alternatywa dla pojemników metalowych lub plastikowych. Koszt ich obsługi jest znacznie obniżony, gdyż nie wymagają mycia w myjni-dezynfektorze do pojemników – oszczędzając w ten sposób energię, wodę i środki chemiczne.


Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FSZB855108	Opakowanie transportowe, pojemnik, rozmiar M (do tac ½ DIN 24 x 25 cm)	284 x 280 x 102	50
3FSZB855128	Opakowanie transportowe, pokrywa, rozmiar M	300 x 290 x 92	50
3FSZB855110	Opakowanie transportowe, pojemnik, rozmiar L (do tac DIN 48 x 25 cm)	531 x 280 x 102	50
3FSZB855130	Opakowanie transportowe, pokrywa, rozmiar L	547 x 290 x 92	50
3FSZB855112	Opakowanie transportowe, pojemnik, rozmiar XL (do tac DIN 54 x 25 cm)	576 x 280 x 139	50
3FSZB855132	Opakowanie transportowe, pokrywa, rozmiar XL	592 x 290 x 129	50
3FSZB855114	Opakowanie transportowe, pojemnik, rozmiar XXL	706 x 415 x 112	50
3FSZB855134	Opakowanie transportowe, pokrywa, rozmiar XXL	722 x 425 x 102	50
3FSZB855118	Opakowanie transportowe ROBOT, pojemnik do narzędzi DaVinci „XI”, „SI” i optyk	831 x 255 x 117	50
3FSZB855138	Opakowanie transportowe ROBOT, pokrywa	847 x 265 x 107	50



3FSZB855432



3FSZB855402



3FEDS842835

Pojemnik do transportu i utylizacji

Bezpieczny transport narzędzi i endoskopów

Pojemnik, z opcjonalną pokrywą, do bezpiecznego transportu oraz utylizacji zużytych narzędzi i endoskopów w placówkach medycznych. Jest odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze oraz środki dezynfekcyjne. Nie jest odporny na warunki sterylizacji.

Plastikowy wkład chroni opakowane wyroby sterylne podczas przechowywania i transportu. Perforacja ułatwia sterylizację i suszenie.

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FSZB855402	Pojemnik do transportu i utylizacji	590 x 295 x 150	1
3FSZB855432	Pokrywa do pojemnika	590 x 295 x 30	1
3FEDS842835	Wkład z PP, 200 ml, kolor: niebieski, perforowany, z podziałami, pakowany oddzielnie	560 x 300 x 30	20



3FSZB855454



3FSZB855452



3FSZB730150



3FEDS843704



Rozwiązania transportowe MR Plast Solutions

Rozwiązania do codziennego użytku w CS

Dzięki współpracy z firmą MR Plast Solutions GmbH oferujemy całkowicie indywidualne rozwiązania transportowe z tworzyw sztucznych, silikonu i stali kwasoodpornej do codziennego użytku w sterylizatorni.

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FSZB855454	Pojemnik do transportu i przechowywania MR Plast wraz z pokrywą, do sond TEE, kolor: niebieski, materiał: polipropylen, odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze i środki chemiczne, nie odporny na warunki sterylizacji	600 x 400 x 120	1
3FSZB855452	Pojemnik do transportu i przechowywania MR Plast wraz z pokrywą, do bronchoskopów, kolor: szary, materiał: polipropylen, odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze i środki chemiczne, nie odporny na warunki sterylizacji	600 x 400 x 120	1
3FSZB730150	Torba na narzędzia chirurgiczne MR Plast, wielorazowego użytku, materiał: silikon, 6 przegródek	270 x 575 x 10	10
3FEDS843704	Tabliczka do wózka transportowego MR Plast, nadruk z 2 stron, uchwyt	250 x 150 x 2	10



Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FSZB855450	Wózek do transportu i przechowywania pojemników MR Plast z pokrowcem do sond TEE i bronchoskopów, materiał: stal kwasoodporna (V2A), 6 poziomów, odporny na korozję, 4 obrotowe kółka ze stali kwasoodpornej z powłoką TPU, w tym 2 z blokadą, pokrowiec ochronny z tkaniny poliestrowej powlekanej PVC, wodoodporny, przezroczysty przód z zamkami błyskawicznymi, możliwość rolowania	675 x 474 x 1078	1
3FSZB855456	Podstawa/taca do pojemnika transportowo-magazynowego MR Plast, kolor: szary, materiał: polipropylen, odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze i środki chemiczne, nie odporny na warunki sterylizacji	593 x 388 x 193	5
3FSZB855472	Pokrywa do pojemnika MR Plast, kolor: szary, materiał: polipropylen, odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze i środki chemiczne, nie odporny na warunki sterylizacji	600 x 400 x 23	5
3FSZB855474	Pokrywa do pojemnika MR Plast z wytoczonym napisem "AEMP", kolor: szary, materiał: polipropylen, odporny na warunki oczyszczania w myjni-dezynfektorze i środki chemiczne, nie odporny na warunki sterylizacji	600 x 400 x 23	5
3FSZB855492	Uchwyty zapasowe do pojemników do transportu i przechowywania, kolor: żółty		10
3FSZB855494	Uchwyty zapasowe do pojemników do transportu i przechowywania, kolor: czerwony		10
3FSZB855496	Uchwyty zapasowe do pojemników do transportu i przechowywania, kolor: zielony		10
3FSZB855498	Uchwyty zapasowe do pojemników do transportu i przechowywania, kolor: jasny niebieski		10



Stericlin® Tabliczki identyfikacyjne

Kodowanie kolorami informacji o tacach

Tabliczki identyfikacyjne do tac stericlin®, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, łączą w sobie elastyczność i trwałość tabliczki z tworzywa sztucznego z lepszą przyczepnością nośników informacji.

Tabliczki są odporne na temperaturę 134°C. Różne kolory tabliczek jednocześnie umożliwiają kodowanie kolorami i dostarczają informacji.

Tabliczki można mocować do tac za pomocą korków (strona 72) lub opasek silikonowych (strona 90).

Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.
3FEDS843402	90 x 38	niebieski	100
3FEDS843404	90 x 38	żółty	100
3FEDS843406	90 x 38	szary	100
3FEDS843408	90 x 38	zielony	100
3FEDS843410	90 x 38	błękitny	100
3FEDS843412	90 x 38	fioletowy	100
3FEDS843414	90 x 38	błękit królewski	100
3FEDS843416	90 x 38	pomarańczowy	100
3FEDS843418	90 x 38	różowy	100
3FEDS843420	90 x 38	czerwony	100
3FEDS843422	90 x 38	czarny	100
3FEDS843424	90 x 38	biały	100
3FEDS843426	90 x 38	ceglany	100
3FEDS843428	90 x 38	limonkowy	100
3FEDS843430	90 x 38	turkusowy	100
3FEDS843432	90 x 38	musztardowy	100
3FEDS843434	90 x 38	beżowy	100



Stericlin® Tabliczki z klipsem z poliamidu

Kodowanie kolorami informacji o tacach

Tabliczki z klipsem do tac stericlin®, wykonane z poliamidu, łączą w sobie elastyczność i trwałość tabliczek z tworzywa sztucznego z lepszą przyczepnością nośników informacji. Tabliczki są odporne na temperaturę 134°C. Różne kolory tabliczek jednocześnie umożliwiają kodowanie kolorami i dostarczają informacji.

Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.
3FEDS843602	30 x 30	czerwony	25
3FEDS843604	30 x 30	pomarańczowy	25
3FEDS843606	30 x 30	jasny niebieski	25
3FEDS843608	30 x 30	niebieski	25
3FEDS843610	30 x 30	żółty	25
3FEDS843612	30 x 30	biały	25
3FEDS843614	30 x 30	czarny	25
3FEDS843616	30 x 30	fioletowy	25
3FEDS843618	30 x 30	zielony	25
3FEDS843620	30 x 30	jasny zielony	25
3FEDS843622	30 x 30	brązowy	25

Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.
3FEDS843652	75 x 33	czerwony	25
3FEDS843654	75 x 33	pomarańczowy	25
3FEDS843656	75 x 33	jasny niebieski	25
3FEDS843658	75 x 33	niebieski	25
3FEDS843660	75 x 33	żółty	25
3FEDS843662	75 x 33	biały	25
3FEDS843664	75 x 33	czarny	25
3FEDS843666	75 x 33	fioletowy	25
3FEDS843668	75 x 33	zielony	25
3FEDS843670	75 x 33	jasny zielony	25
3FEDS843672	75 x 33	brązowy	25




3FEDS843102



3FEDS843108



3FEDS843114



3FEDS843118



3FEDS843122



3FEDS843104



3FEDS843116

Stericlin® Tabliczki z klipsem ze stali kwasoodpornej

Oznaczanie i przekazywanie informacji

Tabliczki z klipsem ze stali kwasoodpornej stericlin® są niezbędne w każdym dziale ponownej obróbki wyrobów medycznych, ponieważ pomagają zidentyfikować tace na narzędzia, narzędzia i zestawy, a nawet wózki transportowe. Ważne informacje, takie jak dział, zawartość, kody kreskowe i wiele innych, można nanieść na tabliczki za pomocą etykiet, etykiet P-Touch, znakowaniem laserem lub technologią rytowania.

Oferujemy tabliczki z klipsem ze stali kwasoodpornej stericlin® w dwóch systemach mocowania.

Tabliczki można mocować do tac za pomocą korków (strona 72) lub opasek silikonowych (strona 90).



3FEDS843106



3FEDS843110



3FEDS843103



3FEDS843112



3FEDS843120



3FEDS843124

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FEDS843102	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	30 × 30	25
3FEDS843108	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	55 × 30	25
3FEDS843114	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	70 × 30	25
3FEDS843118	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	90 × 30	25
3FEDS843122	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	90 × 50	25
3FEDS843104	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	42 × 36	25
3FEDS843116	Tabliczka z klipsem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	75 × 35	25
3FEDS843106	Uchwyt z gniazdem i klipsem do tabliczek z tworzywa sztucznego, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	50 × 20	25
3FEDS843110	Uchwyt z gniazdem i klipsem do tabliczek z tworzywa sztucznego, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	60 × 40	25
3FEDS843103	Znacznik z otworem, materiał: stal kwasoodporna 1.4310	40 × 20	50
3FEDS843112	Znacznik z otworem, materiał: stal kwasoodporna 1.4404	65 × 24	5
3FEDS843120	Znacznik z otworami, materiał: stal kwasoodporna 1.4404	90 × 33	50
3FEDS843124	Znacznik z otworami, materiał: stal kwasoodporna 1.4404	90 × 50	50



3FEDS843152


3FEDS843170

Tabliczki z klipsem ze stali kwasoodpornej ze znacznikiem


Oznaczanie i przekazywanie informacji

Tabliczki z klipsem ze stali kwasoodpornej do tac stericlin®, ze znacznikiem z silikonu, łączą zalety materiałowe trwałej stali kwasoodpornej z możliwością znakowania zwykłych tabliczek z tworzywa sztucznego. Kolorowe silikonowe znaczniki można przypisać na przykład do działów szpitala lub rodzajów zestawów.


Nr kat.	Wymiary mm	Kolor	Opak. szt.
3FEDS843152	90 × 30	niebieski	10
3FEDS843154	90 × 30	czerwony	10
3FEDS843156	90 × 30	żółty	10
3FEDS843158	90 × 30	zielony	10
3FEDS843168	90 × 50	niebieski	10
3FEDS843170	90 × 50	czerwony	10
3FEDS843172	90 × 50	żółty	10
3FEDS843174	90 × 50	zielony	10



3FEDS842404 / 3FEDS842406



3FEDS842408 / 3FEDS842410




Stericlin® Maty silikonowe

Ochrona narzędzi i akcesoriów

Maty silikonowe stericlin® zapewniają bezpieczeństwo delikatnych narzędzi i akcesoriów podczas ponownej obróbki. Maty o strukturze plastra miodu zapobiegają gromadzeniu się wilgoci. Maty są odporne na temperaturę do 200°C.

Maty silikonowe z wewnętrzną ramą ze stali kwasoodpornej zapewniają większą stabilność dzięki większej wadze.

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FEDS842404	Mata silikonowa, elastyczna, struktura plastra miodu, do tac z blachy perforowanej	440 x 230	1
3FEDS842406	Mata silikonowa, sztywna, struktura plastra miodu z wewnętrzną ramą ze stali kwasoodpornej, do tac z blachy perforowanej	440 x 230	1
3FEDS842408	Mata silikonowa, elastyczna, struktura plastra miodu, do tac siatkowych	230 x 210	1
3FEDS842410	Mata silikonowa, sztywna, struktura plastra miodu z wewnętrzną ramą ze stali kwasoodpornej, do tac siatkowych	230 x 210	1



Stericlin® Maty silikonowe

Antypoślizgowe elastyczne maty

Maty silikonowe stericlin® łączą w sobie ochronę przed poruszaniem się narzędzi z trwałością.

Maty są odporne na warunki oczyszczania w myjniach-dezynsektorach (temperatura do 200°C), a dzięki ulepszonej strukturze zapobiegają gromadzeniu się wilgoci.

Oferujemy rozmiary mat odpowiednie do tac z blachy perforowanej, tac siatkowych oraz koszy.

Nr kat.	Opis	Wymiary mm	Opak. szt.
3FEDS842412	Mata silikonowa do tac z blachy perforowanej 1/2, struktura plastra miodu	238 x 248	1
3FEDS842414	Mata silikonowa do tac z blachy perforowanej 1/1, struktura plastra miodu	480 x 250	1
3FEDS842418	Mata silikonowa do tac siatkowych 1/2, struktura plastra miodu	215 x 229	1
3FEDS842416	Mata silikonowa do tac siatkowych 1/1, struktura plastra miodu	460 x 229	1
3FEDS842402	Mata silikonowa do koszy SPRI 1/1, struktura siatki	540 x 280 x 3	1

Notatki

Zastrzeżenie:

Zdjęcia, ilustracje, dane techniczne, opisy wyrobów i inne informacje zawarte w tym katalogu nie można rozpowszechniać i powielać bez naszej wyraźnej i pisemnej zgody.

Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Katalog obowiązuje do czasu opublikowania nowej wersji.



Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn
tel. 22 715 71 86 do 89
fax 22 715 71 90
biuro@amed.pl
www.amed.pl